

DUAL
SANITALY®

C A T A L O G O G E N E R A L E

E D I Z I O N E 2 0 1 2

LA DUAL SANITALY S.P.A.
OPERA DA OLTRE 60 ANNI
NELL'AREA SALUTE
E BENESSERE CON PRODOTTI
CHE HANNO AVVIATO
I RELATIVI MERCATI
IN ITALIA DIVENTANDO
MARKET-LEADERS.
OLTRE AD ESSERE INIZIATRICE
DI NUOVI MERCATI,
L'AZIENDA HA SEMPRE
DATO UN APPOGGIO
CONCRETO AI SUOI
PRODOTTI CON UN FORTE E
COSTANTE INVESTIMENTO IN
PUBBLICITÀ E SUL
PUNTO VENDITA, OFFRENDO
UN VALIDO SUPPORTO
ALLA SUA CLIENTELA.
I PRODOTTI DUAL
SANITALY SONO PRESENTI

IN QUASI TUTTE
LE FARMACIE ITALIANE
(OLTRE IL 90%)
E NEI MIGLIORI NEGOZI
ORTOPEDICO-SANITARI.
LA DUAL SANITALY
È UN'AZIENDA DINAMICA,
PROIETTATA VERSO LA
RICERCA DI SEMPRE NUOVI
ARTICOLI DI SICURO
INTERESSE.
L'ORGANIZZAZIONE DI
VENDITA E DI PROPAGANDA
MEDICA È COSTITUITA
DA PROFESSIONISTI DI ALTO
LIVELLO.
LA DUAL SANITALY
È QUINDI CERTA DI OFFRIRE
AI SUOI CLIENTI VANTAGGI
REALI, FRUTTO DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE.



DUAL SANITALY®

LINEE DI PRODOTTI:

Dr. **GIBAUD**®
ORTHO

Dr. **GIBAUD**®

Dr. **GIBAUD**®

Dr. **GIBAUD**®
Sport 

DUALSAN®

DUALSAN®

DUALSAN®

 **GEHWOL**®

MATERIALE PUNTO VENDITA



CE

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.

PAG. 5

CE

LINEA TERMOTERAPICA: ARTICOLI ELASTICI IN LANA.

PAG. 27

CE

LINEA CONTENZIONE: ARTICOLI ELASTICI IN COTONE.

PAG. 33

CE

LINEA SPORT: ARTICOLI ELASTICI PER LO SPORT.

PAG. 37

CE

LINEA GAMBALETTI E MONOCOLLANT TERAPEUTICI.

PAG. 41

CE

LINEA CONTENITIVA: INDUMENTI ELASTICIZZATI.

PAG. 45

CE

LINEA DISPOSITIVI MEDICI

PAG. 49

CE

LINEA COSMESI

LINEA CURATIVI

PAG. 51

PAG. 57



CE

Dr. **GIBAUD®**
ORTHO

TECNICA DEL SOSTEGNO

LINEA ORTHO APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE

Questa linea raccoglie delle ortesi indicate nei casi di piccola patologia ortopedica. Sono

impiegate nella medicina ortopedica e sportiva, dopo traumi, fratture e interventi chirurgici. Per ottenere il miglior risultato dal prodotto Dr. GIBAUD è importante seguire le indicazioni, prendere le misure esatte della persona e attenersi alla relativa tabella.



LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.

COMPOSIZIONE

ARTICOLI

COLLARE CERVICALE RIGIDO - TIPO SCHANZ O TIPO ZIMMER	polivinile - polietilene
COLLARE CERVICALE RIGIDO CON MENTONIERA	polivinile - polietilene
COLLARE CERVICALE - TIPO PHILADELPHIA	plastazote - polipropilene
COLLARE CERVICALE ATLAS® - TIPO PHILADELPHIA	collare: polietilene imbottitura: poliuretano
COLLARE CERVICALE MORBIDO MEDIO	involucro: cotone imbottitura: poliuretano
COLLARE CERVICALE MORBIDO BASSO	involucro: cotone imbottitura: poliuretano
COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO MEDIO	involucro: cotone imbottitura: poliuretano fascia rigida: polipropilene
COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO BASSO	involucro: cotone imbottitura: poliuretano fascia rigida: polipropilene

ARTICOLI

COMPOSIZIONE (%)

	COTONE	MODAL	FIBRA DI GOMMA	POLIESTERE	POLIAMMIDE	ELASTAN	POLIETILENE	CELLULOSA	POLINOSIQUE	POLIURETANO	POLIPROPILENE	ELASTOMERO	ALLUMINIO
CINTURA ADDOMINALE STECCATA	30	30	23	17									
CINTURA LOMBARE STECCATA	30	30	23	17									
CINTURA LOMBOGIB® LADY	21			60	8	11							
CINTURA LOMBOGIB®: FASCIA ELASTICA					89	11							
ESTERNO				100									
INTERNO							100						
CINTURA LOMBOGIB® 2 - CSL	36		40	24									
CINTURA ACTION V	43				46	11							
CINTURA ACTION H₃₅	36		40	24									
CINTURA TORACICA REGOLABILE	45		16	31	8								
SOSTEGNO DORSO							100						
BLOCCAGGIO SPALLA CON BRETELLA	45		16	31	8								
TUTORE DI SPALLA							100						
IMBOTTITURA: INTERNA	100												
ESTERNA													
SMARTSLING® TUTORE PER ABDUZIONE DI SPALLA: CINGHIE							100						
INTERNO													
PROTEZIONE								100					
BLOCCAGGIO CLAVICOLA													
REGGIBRACCIO													
BRETELLA DI SUPPORTO													
BRACCIALE ELBOWGIB®: BRACCIALE E CINGHIA							100						
PELOTE: 100% SILICONE													
BRACCIALE ANTIIEPICONDILITE				38	62								
BRACCIALE TENNIS ELBOW: TESSUTO					100								
FODERA (INTERNO)	100												
FODERA (ESTERNO)													
INNOVATOR X™ TUTORE DI GOMITO: STECCHE													100
CINGHIE													
IMBOTTITURA								100					
ORTESI SOSTEGNO RIZARTROSI	60		27		13								
ORTESI RHIZOGIB®: ESTERNO			29	71									
INTERNO	80				20								
MANUGIB® - TUTORE DEL POLSO: ESTERNO	100												
INTERNO													
IMBOTTITURA										100			
MANUGIB® 20 - ORTESI POLSO													
RINFORZO													
STECCA											100		100
ORTESI POLSO-POLLICE: ESTERNO			29	71									
INTERNO	80				20								
FORM FIT® PP - ORTESI POLSO-POLLICE	100												
IMBOTTITURA										100			

ARTICOLI	COMPOSIZIONE (%)												
	COTONE	MODAL	FIBRA DI GOMMA	POLIESTERE	POLIAMMIDE	ELASTAN	POLIETILENE	CELLULOSA	POLINOSIQUE	POLIURETANO	POLIPROPILENE	ELASTOMERO	ALLUMINIO
COSCIALE DI CONTENZIONE	54		20					26					
PRESSORE SOTTOROTULEO: IMBOTTITURA INTERNO	80			20						100			
GINOCCHIERA LEGAMENTI			31		47	5		17					
GINOCCHIERA ARTIGIB®			25	44	29	2							
GINOCCHIERA ROTULEA			31		47	5		17					
GINOCCHIERA ROTULGIB®			25	44	29	2							
GINOCCHIERA GRADUALE			30		68	2							
GINOCCHIERA LIGAGIB®					81	19							
GINOCCHIERA LIGAGIB® OPEN					81	19							
GENUGIB® TUTORE DI GINOCCHIO: ESTERNO					100								
IMBOTTITURA INTERNO	80				100	20							
GENUGIB® 40 TUTORE DI GINOCCHIO: ESTERNO					100								
IMBOTTITURA INTERNO	80				100	20							
INNOVATOR DLX® TUTORE DI GINOCCHIO: STECCHE					100								100
CINGHIE					100								
IMBOTTITURA					100								
CAVIGLIERA LEGAMENTI: CORPO			31		47	5		17					
BANDA ELASTICA			31	50	19								
CAVIGLIERA GRADUALE			22		78								
FORM FIT® TT - ORTESI TIBIO TARSICA: ESTERNO					100								
INTERNO					100								
RINFORZI ESTERNI											100		
CAVIGLIERA STABIGIB® BIVALVA: SCOCCA					100						100		
TALLONIERA					100						100		
PROTEZIONE										100			
CINGHIE					100								
CAVIGLIERA AIRFORM®: SCOCCA					100						100		
CINGHIE					100						100		
INSERTO GONFIABILE: VINILE +											100		
WALKER EQUALIZER® R.O.M.: BASE					100								
SUOLA										100			
CINGHIE					100								
ARTICOLAZIONI: ACCIAIO INOX +													100
WALKER EQUALIZER® TUTORE FISSO PER TIBIO TARSICA: BASE E MONTATI					100								
SUOLA										100			
CINGHIE					100								
AFO TUTORE PER PIEDE CIONDOLANTE: SCOCCA					100						100		
CINGHIE													
PROTEZIONE							100						

Le istruzioni di lavaggio sono riportate nella pagina seguente

**PER UNA MAGGIORE DURATA DEL PRODOTTO,
È CONSIGLIABILE RISPETTARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:**

- ▶ **Collare Cervicale Rigido tipo Schanz o tipo Zimmer - Collare Cervicale tipo Philadelphia:** pulire con una spugna umida.
- ▶ **Collare Cervicale Rigido con Mentoniera:** pulire con una spugna umida. Il proteggi mentoniera in cotone può essere staccato e lavato a mano con sapone o detersivo neutri a 30°C.
- ▶ **Collare Cervicale Morbido Medio - Collare Cervicale Morbido Basso - Collare Cervicale Atlas® tipo Philadelphia:** lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, non strizzare, lasciare asciugare orizzontalmente, non stirare.
- ▶ **Collare Cervicale Semirigido. Tessuto:** lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, non strizzare, lasciare asciugare orizzontalmente, non stirare. **Fascia rigida:** pulire con una spugna umida.
- ▶ **Bracciale Elbowgib®:** pulire con un panno umido.
- ▶ **Cintura Addominale Steccata - Cintura Lombare Steccata - Cintura Action V - Cintura Lombogib® Lady:** lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, lasciare asciugare orizzontalmente, non stirare.
- ▶ **Cintura Lombogib® - Cintura Lombogib® 2 - Cintura Action H₃₅:** prima di effettuare il lavaggio chiudere con cura la parte a strappo. Lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, lasciare asciugare orizzontalmente, non stirare.
- ▶ **Cintura Toracica Regolabile (3/4 bande) - Sostegno dorso - Bloccaggio Spalla con Bretella - Tutore di Spalla - Smartsling® Tutore per abduzione di spalla - Bloccaggio Clavicola - Bretella di Supporto - Reggibraccio - Bracciale antiepicondilite - Bracciale Tennis Elbow - Ortesi Rhizogib® - Ortesi Polso-Pollice - Cosciale di Contenzione - Pressore Sottorotulea - Ginocchiera Legamenti - Ginocchiera Artigib® - Ginocchiera Rotulea - Ginocchiera Rotulgib® - Ginocchiera Graduale - Cavigliera Legamenti - Cavigliera Graduale - Form Fit® TT Ortesi Tibio Tarsica:** lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, non strizzare, lasciare asciugare orizzontalmente, non stirare.
- ▶ **Genugib® Tutore di Ginocchio - Genugib® 40 Tutore di Ginocchio:** togliere le articolazioni laterali, lavare le flange a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, non strizzare, asciugare in posizione orizzontale, non stirare.
- ▶ **Ginocchiera Ligagib® - Ginocchiera Ligagib® Open:** togliere le articolazioni e lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, non strizzare, asciugare in posizione orizzontale, non stirare.
- ▶ **Innovator DLX® Tutore di ginocchio - Innovator X™ Tutore di gomito:** lavare le imbottiture a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, lasciare asciugare orizzontalmente, non stirare.
- ▶ **Ortesi Sostegno Rizartrosi:** togliere la stecca e la parte rigida termoformabile. Lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, non strizzare, lasciare asciugare orizzontalmente, non stirare.
- ▶ **Manugib® 20 Ortesi Polso:** lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, non strizzare, lasciare asciugare orizzontalmente, non stirare.
- ▶ **Manugib® Tutore del Polso - Form Fit® PP Ortesi Polso Pollice:** togliere la stecca. Lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, non strizzare, lasciare asciugare orizzontalmente, non stirare.
- ▶ **Cavigliera Stabigib® Bivalva:** pulire le parti in plastica con un panno umido. Le protezioni laterali rimovibili possono essere lavate a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, non strizzare, lasciare asciugare orizzontalmente, non stirare.
- ▶ **Cavigliera Airform®:** pulire le parti in plastica e le protezioni laterali con un panno umido.
- ▶ **Walker Equalizer® R.O.M. - Walker Equalizer® Tutore fisso per tibio tarsica:** Imbottitura: lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, lasciare asciugare orizzontalmente, non stirare; Parte rigida: pulire con una spugna umida, asciugare con un panno.
- ▶ **AFO Tutore per piede ciondolante:** pulire con una spugna umida, asciugare con un panno.



**COLLARE CERVICALE RIGIDO
TIPO SCHANZ
O TIPO ZIMMER - 1102**

INDICAZIONI

- Lievi traumi cervicali.
- Lesioni cervicali lievi e di media gravità.
- Nevralgie cervicobrachiali.

CONTROINDICAZIONI

- Trauma cervicale grave.
- Impiego prolungato senza consiglio medico.

CARATTERISTICHE: immobilizzazione relativa del rachide cervicale.

POSIZIONAMENTO

Il primo posizionamento dovrà essere effettuato da uno specialista qualificato. Il collare si compone di due parti rigide, scorrevoli l'una sull'altra, chiuse con due viti e due attacchi a strappo. Dopo aver scelto la taglia secondo la circonferenza del collo, effettuare la regolazione dell'altezza sbloccando le viti e liberando i due attacchi a strappo. Posizionare la parte inferiore sulle clavicole dopo aver fatto scorrere la parte superiore. La posizione è corretta se il mento si adagia in modo confortevole sulla parte superiore, in modo che lo sguardo sia in posizione orizzontale rispetto al suolo. Chiudere le viti, posizionare i due attacchi a strappo.

COLLARE CERVICALE RIGIDO TIPO SCHANZ O TIPO ZIMMER

Girocollo cm	Taglia
da 32 a 35	0
da 35 a 38	1
da 38 a 41	2
da 41 a 43	3
da 43 a 48	4



A908491362



**COLLARE CERVICALE
CON MENTONIERA - 1103**

INDICAZIONI

- Traumi cervicali.
- Lesioni cervicali di media gravità.
- Nevralgia cervicobrachiale traumatica.

CONTROINDICAZIONI

- Fratture.
- Lussazioni.
- Impiego prolungato senza consiglio medico.

CARATTERISTICHE: immobilizzazione relativa del rachide cervicale.

POSIZIONAMENTO

Il primo posizionamento dovrà essere effettuato da uno specialista qualificato. Il collare si compone di due parti rigide, scorrevoli l'una sull'altra, chiuse con due viti e due attacchi a strappo. È dotato inoltre di un proteggi mentoniera amovibile. Dopo aver scelto la taglia secondo la circonferenza del collo, effettuare la regolazione dell'altezza sbloccando le viti e liberando i due attacchi a strappo e il proteggi mentoniera amovibile. Posizionare la parte inferiore sulle clavicole dopo aver fatto scorrere la parte superiore. La posizione è corretta se il mento si adagia in modo confortevole sulla parte superiore, in modo che lo sguardo sia in posizione orizzontale rispetto al suolo. Chiudere le viti, posizionare i due attacchi a strappo e rimettere il proteggi mentoniera.

COLLARE CERVICALE CON MENTONIERA

Girocollo cm	Taglia
da 32 a 35	0
da 35 a 38	1
da 38 a 41	2
da 41 a 43	3
da 43 a 48	4



A908491311



**COLLARE CERVICALE
TIPO PHILADELPHIA - 1110**

INDICAZIONI

- Immobilizzazione post-traumatica del rachide cervicale.
- Immobilizzazione post-operatoria del rachide cervicale.

CONTROINDICAZIONI

- Impiego prolungato senza consiglio medico.

CARATTERISTICHE: immobilizzazione ottenuta grazie ai 4 punti di appoggio (mentoniera, sternale, occipitale, dorsale).

POSIZIONAMENTO

Il primo posizionamento dovrà essere effettuato da uno specialista qualificato. Il collare è composto da una parte anteriore con mentoniera e appoggio sternale e da una parte posteriore con appoggio occipitale e dorsale. Posizionare le due parti simultaneamente e simmetricamente adattando le due chiusure laterali. L'eventuale adattamento del termoformato di plastazote dovrà essere realizzato da uno specialista qualificato per mezzo di una pistola ad aria calda. Attendere che il termoformato divenga brillante - trasparente (80° C) avendo cura che lo stesso non si ammorbidisca troppo. Effettuare la correzione a mano prima di riposizionare l'ortesi e dopo essersi assicurati che la temperatura sia accettabile.


COLLARE CERVICALE TIPO PHILADELPHIA

Girocollo cm	Taglia
da 30 a 36	1
da 36 a 42	2
da 42 a 48	3



A906019777

PUNTO DI MISURAZIONE



LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.



COLLARE CERVICALE ATLAS® TIPO PHILADELPHIA

Distanza A in cm	Girocollo cm	Taglia
4	da 20 a 28	1
5,5	da 28 a 43	2
7,5	da 33 a 55	3
9,5	da 33 a 55	4
11,5	da 33 a 55	5



A937478586

COLLARE CERVICALE ATLAS® TIPO PHILADELPHIA - 1111

INDICAZIONI

- Trattamento ortopedico del trauma cervicale grave
- Immobilizzazione post-chirurgica
- Nevralgia cervico-brachiale traumatica e/o iperalgica
- Poliartrite reumatoide

CONTROINDICAZIONI

- Impiego prolungato senza consiglio medico.

CARATTERISTICHE: collare 4 appoggi che assicura un'immobilizzazione relativa del tratto cervicale della colonna vertebrale.

Adattamento alla morfologia del paziente.


Apertura anteriore tracheale.

POSIZIONAMENTO

Per la scelta della taglia è di fondamentale importanza prendere correttamente la misura seguendo le seguenti istruzioni:

1. misurare la distanza tra la punta del mento e il piano orizzontale che passa per la base del collo, il paziente deve essere in posizione eretta con lo sguardo orizzontale;
2. prima di indossare il collare, separare le due parti e modellare la parte posteriore arrotolandola;
3. successivamente piegare verso l'esterno le creste (bordi) in polietilene della parte posteriore;
4. posizionare e appoggiare bene il mento nell'apposita mentoniera anteriore;
5. applicare la parte posteriore intorno al collo del paziente, agganciandola alla parte anteriore mediante le chiusure a strappo.

PUNTO DI MISURAZIONE



COLLARE CERVICALE MORBIDO MEDIO - 1106



A909492302



COLLARE CERVICALE MORBIDO BASSO - 1109

INDICAZIONI

- Crisi acute di cervicoartrosi.
- Torcicollo.
- Sostegno progressivo dopo l'impiego di un collare rigido.
- Impiego notturno.

CONTROINDICAZIONI

- Eventi traumatici: distorsioni, fratture.
- Impiego prolungato senza consiglio medico.

CARATTERISTICHE: sostegno antalgico della colonna cervicale.

POSIZIONAMENTO

Posizionare il collare con la chiusura a strappo nella parte posteriore. Regolare la chiusura in modo tale da garantire un uso confortevole ed un corretto sostegno.


COLLARE CERVICALE MORBIDO

Girocollo cm	Taglia
da 30 a 36	1
da 36 a 41	2
da 41 a 48	3



A902068600

PUNTO DI MISURAZIONE



COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO BASSO - 1112

COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO MEDIO - 1113

INDICAZIONI

- Lievi lesioni cervicali.
- Sostegno in caso di crisi acute di cervicoartrosi o di nevralgie cervicobrachiali.
- Sostegno progressivo dopo l'impiego di un collare rigido e nel periodo di eventuale rieducazione funzionale.

- Torcicollo.
- Impiego notturno.

CONTROINDICAZIONI

- Eventi traumatici gravi.
- Impiego prolungato senza consiglio medico.

CARATTERISTICHE: sostegno antalgico della colonna cervicale, variabile in funzione dell'utilizzo o meno della fascia rigida di sostegno.

POSIZIONAMENTO

Mantenendo il capo in posizione eretta, posizionare il collare in modo che il mento appoggi sulla parte concava centrale. Chiudere posteriormente con la chiusura a strappo.

COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO

Girocollo cm	Taglia
da 30 a 36	1
da 36 a 41	2
da 41 a 48	3



A931679296

COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO MEDIO



A931679245



CINTURA ADDOMINALE STECCATA - 0119

INDICAZIONI

- Sostegno addominale temporaneo (obesità leggera o media).

CARATTERISTICHE: fascia ipogastrica a doppia regolazione laterale. Steccaggio addominale amovibile.

POSIZIONAMENTO

Indossare sopra un indumento leggero (maglietta o camicia), l'etichetta della taglia deve essere all'interno e posizionata in alto.

Liberare i due tiranti ipogastrici dalla chiusura a strappo.

Centrare la cucitura dei tiranti, situati tra i due steccaggi verticali al centro dell'addome.

Regolare la parte autoadesiva della cintura al soggetto.

Posizionare successivamente i due tiranti ipogastrici, iniziando dal lato sinistro, con la tensione voluta.

CINTURA ADDOMINALE STECCATA

Circonferenza vita su maglia in cm



Taglia

da 78 a 88	1
da 88 a 98	2
da 98 a 108	3
da 108 a 118	4



A908447117

PUNTO DI MISURAZIONE



CINTURA LOMBARE STECCATA - 0112

INDICAZIONI

- Lombosciatalgia.
- Lombalgia.
- Impiego durante lavori manuali pesanti.

CONTROINDICAZIONI

- Patologie che necessitano una immobilizzazione più rigida e più alta (>D12) o un intervento chirurgico, salvo prescrizione medica.

CARATTERISTICHE: la cintura è dotata di un doppio steccaggio intercambiabile.

POSIZIONAMENTO

Indossare sopra un indumento leggero, l'etichetta della taglia deve essere posizionata in alto ed all'interno. È necessario un buon centraggio: le piccole stecche laterali saranno posizionate simmetricamente. Le stecche posteriori mediane si troveranno lateralmente alla colonna vertebrale. Per assicurare una contenzione omogenea, esercitare una trazione simmetrica. La cintura è fornita di steccaggio forte. All'interno della confezione sono inserite anche le stecche leggere. L'estrazione delle stecche necessaria per l'inserimento dello steccaggio morbido o per lavare la cintura, verrà fatto attraverso l'apertura laterale prevista a tale scopo.

CINTURA LOMBARE STECCATA

Circonferenza vita su maglia in cm

Taglia

da 78 a 88	1
da 88 a 98	2
da 98 a 108	3
da 108 a 118	4
da 118 a 128	5



A908459074



CINTURA LOMBOGIB® LADY - 0131

INDICAZIONI

- Lombalgie (indossare la cintura durante lo svolgimento di lavori pesanti o attività che possono comportare il riacutizzarsi della patologia).
- Sciatalgie (uso continuo).

CONTROINDICAZIONI

- Patologie che necessitano un'immobilizzazione rigida e più alta (> D12).

CARATTERISTICHE: tessuto brevettato Aeralis® traspirante, leggero e con la parte interna in microfibra.

Le caratteristiche del tessuto Aeralis® consentono di indossare la cintura anche a diretto contatto della pelle.

Steccaggio posteriore a V con azione di richiamo dinamico. Forma anatomica adatta alla morfologia femminile

POSIZIONAMENTO

Indossare la cintura LOMBOGIB® LADY sopra un indumento leggero o direttamente sulla pelle.

Le stecche posteriori devono essere centrate rispetto alla colonna lombare.

CINTURA LOMBOGIB® LADY

Circonferenza vita su maglia in cm

Taglia

da 68 a 78	0
da 78 a 88	1
da 88 a 98	2
da 98 a 108	3
da 108 a 118	4
da 118 a 128	5



A939225140



CINTURA LOMBOGIB® - 0127

INDICAZIONI

- Lomalgie, sciatalgie in fase acuta (da indossare in modo continuo con lo scudo).
- Prevenzione delle lomalgie (da indossare durante le attività a rischio con o senza scudo).

CONTROINDICAZIONI

- Patologie che necessitano di una immobilizzazione più rigida o più alta (>D12) o dopo un intervento chirurgico, salvo diverso parere medico.

CARATTERISTICHE: cintura di sostegno lombare. Tessuto elastico aerato, steccaggio completato da uno scudo dorsale in schiuma termo-compressa. Lo scudo è rimovibile e garantisce un sostegno forte e regolabile del rachide lombare. Facilità ad essere indossata. Chiusura a strappo con regolazione addominale e lombare indipendenti. Richiamo posturale. Rinforzo della fascia addominale. Leggerezza (<400 gr).

POSIZIONAMENTO

Indossare la cintura su una maglia leggera. Spostare verso la parte posteriore le due cinghie laterali. Dopo aver posizionato la cintura in asse con la colonna vertebrale, bloccare secondo la contenzione desiderata. Regolare la forza di contenzione della cintura con le cinghie laterali.

Se lo scudo è stato sganciato dalla chiusura a strappo, questo può essere riposizionato sulla stessa che è posta tra le due stecche centrali. Il bordo superiore arrotondato dello scudo deve essere rivolto verso l'alto.

CINTURA LOMBOGIB®

Circonferenza vita su maglia in cm	Taglia
da 68 a 88	1
da 88 a 108	2
da 108 a 128	3



A 906183102

PUNTO DI MISURAZIONE




CINTURA LOMBOGIB® 2 CSL

Circonferenza vita su maglia in cm	Taglia
da 70 a 80	1
da 80 a 90	2
da 90 a 100	3
da 100 a 110	4
da 110 a 120	5



A 931092478

PUNTO DI MISURAZIONE



CINTURA LOMBOGIB® 2 - CSL - 0132

INDICAZIONI

- Lomalgie e sciatalgie (da indossare in modo continuo).
- Prevenzione delle lomalgie (uso durante lo svolgimento di lavori pesanti o attività che possono comportare il riacutizzarsi della patologia).

CONTROINDICAZIONI

- Patologie che necessitano di un'immobilizzazione più rigida e più alta (>D12) prima o dopo un intervento chirurgico, salvo prescrizione medica.

CARATTERISTICHE: doppia chiusura a cinghie oblique di rinforzo che ottimizzano la contenzione addominale. Cuscinetto morfo-adattabile amovibile che stabilizza il tratto lombare della colonna vertebrale.

Steccaggio a V che garantisce l'efficacia del sostegno e favorisce l'espansione toracica. Tasche passamano che facilitano la chiusura delle fasce. Tessuto traforato, per una migliore areazione e leggerezza.

POSIZIONAMENTO

Indossare la cintura su una maglia leggera. Posizionare la cintura Lombogib® 2 sulla zona lombare in asse con la colonna vertebrale, in modo che la base del cuscinetto sia al di sopra del coccige. Aggiustare la tensione della cintura in modo da ottenere un comodo sostegno. Aumentare la tensione delle cinghie laterali in funzione della contenzione desiderata, agendo sulle tasche passamano. Verificare che la cintura sia aderente al tratto lombare e, se necessario, modellarne le stecche.



CINTURA ACTION V - 0128

INDICAZIONI

- Lombalgie (indossare la cintura durante lo svolgimento di lavori pesanti o attività che possono comportare il riacutizzarsi della patologia).
- Sciatalgie (uso continuo).

CONTROINDICAZIONI

- Patologie che necessitano un'immobilizzazione più rigida e più alta (>D12) prima o dopo un intervento chirurgico, salvo prescrizione medica.

CARATTERISTICHE: sostegno rigido con steccaggio e concentrazione delle forze sulla regione lombare ottenuta dal sistema di fasce a V.

La struttura del tessuto aerato fine e leggero permette una riduzione della sudorazione ed un eccellente comfort.

POSIZIONAMENTO

Indossare la cintura sulla maglieria intima o sopra un indumento leggero. Posizionare lateralmente al rachide lombare le due stecche centrali. La cintura dovrà essere applicata seguendo l'esempio riportato nella fotografia, la punta della "V" deve essere orientata verso il basso.

CINTURA ACTION V

Circonferenza vita su maglia in cm	Taglia
da 78 a 89	1
da 90 a 101	2
da 102 a 114	3
da 115 a 128	4



A906953447



CINTURA ACTION H₃₅ - 0133

INDICAZIONI

- Lombalgie, lombosciatalgia e lombocruralgia acuta e cronica, lombalgie alte.

CONTROINDICAZIONI

Patologie che necessitano di un'immobilizzazione più rigida e più alta (>D12).

CARATTERISTICHE: cintura lombare di 35 cm di altezza, con doppia chiusura a strappo, 4 stecche posteriori e incrocio posteriore di rinforzo.

POSIZIONAMENTO

Indossare la cintura su una maglia leggera. Staccare le estremità dei tiranti dalla cintura.

Dopo aver posizionato la cintura in asse con la colonna vertebrale, utilizzare la chiusura principale per bloccare la cintura stringendo in funzione della contenzione desiderata.

Utilizzare la chiusura secondaria tenendo in tensione le estremità dei tiranti della cintura e fissandoli sul davanti sovrapponendoli alla chiusura principale.


CINTURA ACTION₃₅

Circonferenza vita su maglia in cm	Taglia
da 72 a 86	1
da 86 a 101	2
da 101 a 114	3
da 114 a 128	4



A931159949

PUNTO DI MISURAZIONE



CINTURA TORACICA REGOLABILE 4 BANDE - 0111

CINTURA TORACICA REGOLABILE 3 BANDE - 0126

INDICAZIONI

- Fratture di coste.
- Traumatismi costali.

CONTROINDICAZIONI

- Politraumi con lesione polmonare.

CARATTERISTICHE: contenzione antalgica. Costituita da fasce di tessuto elastico che permettono un'intensità di tensione adatta alla morfologia della cassa toracica. L'unione delle fasce è ottenuta per mezzo di cuciture che consentono la traspirazione della pelle. La parte interna è in tessuto morbido per un migliore comfort.

POSIZIONAMENTO

Il primo posizionamento sarà eseguito da un tecnico.



qualificato, la chiusura autoadesiva sarà posizionata sul lato opposto del trauma. Inizialmente, regolare la cintura al massimo della contenzione. Successivamente, per un migliore comfort, modulare la contenzione.

CINTURA TORACICA REGOLABILE

Circonferenza torace in cm	Taglia
da 70 a 100	1
da 100 a 130	2

CINTURA TORACICA 4 BANDE




A908478682

CINTURA TORACICA 3 BANDE



A901359620

PUNTO DI MISURAZIONE





SOSTEGNO DORSO - 1502

INDICAZIONI

- Prevenzione della cifosi giovanile.
- Morbo di Parkinson.

CONTROINDICAZIONI

- Patologie del rachide che necessitano l'uso di apparecchiature di correzione.

CARATTERISTICHE: richiamo dinamico della postura. Il prodotto è rivestito in morbida spugna nei punti di maggiore attrito.

POSIZIONAMENTO

Realizzare due occhielli inserendo le fettucce nelle apposite fibbie regolandone l'ampiezza desiderata. Indossare quindi il prodotto come uno zaino mantenendo posteriormente l'incrocio. Allacciare e regolare la cintura anteriore secondo la tensione desiderata. È preferibile che il primo posizionamento del prodotto venga eseguito da un tecnico qualificato.

SOSTEGNO DORSO

Circonferenza torace in cm

Circonferenza torace in cm	Taglia
da 40 a 60	0
da 60 a 80	1
da 80 a 100	2
da 100 a 120	3



A908492628



BLOCCAGGIO SPALLA CON BRETTELLA - 1505

INDICAZIONI

- Immobilizzazione a seguito di eventi traumatici della spalla e del gomito.
- Immobilizzazione a seguito di lussazione e di intervento chirurgico (bloccaggio della rotazione esterna).

CARATTERISTICHE: immobilizzazione relativa dell'articolazione scapolo-omerale.

POSIZIONAMENTO

Regolare la cintura toracica per una contenzione leggera. Chiudere il bracciale intorno al bicipite senza stringere e mettere in posizione il polso. Fermare la bretella con le apposite chiusure a strappo. Il primo posizionamento dovrà essere effettuato da un tecnico specializzato ed in seguito da una persona competente, seguendo le stesse indicazioni. La scelta della taglia dovrà essere effettuata al fine di ottenere l'intensità di chiusura massima tollerata (le regolazioni a strappo devono sovrapporsi).

BLOCCAGGIO SPALLA CON BRETTELLA

Circonferenza torace in cm	Taglia
da 60 a 80	1
da 80 a 100	2
da 100 a 120	3



A909889964



TUTORE DI SPALLA - 1507

INDICAZIONI

- Immobilizzazione del gomito al corpo a seguito di eventi traumatici della spalla e del gomito.
- Immobilizzazione della spalla a seguito di lussazione e di intervento chirurgico (bloccaggio della rotazione esterna).
- Sostegno della spalla in seguito ad emiplegia o lesione del plesso brachiale.

CARATTERISTICHE: immobilizzazione relativa della spalla e del gomito.

POSIZIONAMENTO


Inserire l'avambraccio nel manicotto; il logo Gibaud deve essere rivolto verso l'esterno. Passare le bretelle sulle spalle ed incrociarle sulla schiena. Far passare le bretelle sotto il manicotto e fissarle sul davanti stando attenti a tenere l'avambraccio in posizione orizzontale. Fissare la fascia toracica su una delle bretelle lasciando il gomito e la mano liberi. Effettuare un giro completo per agganciare la fascia su se stessa. Regolare la chiusura per ottenere una contenzione stabile ma confortevole.

TUTORE DI SPALLA

Taglia unica



A903627228



SMARTSLING® TUTORE PER ABDUZIONE

DI SPALLA - 1508

INDICAZIONI

- **Senza cuscino di abduzione:** trauma o intervento chirurgico che necessita l'immobilizzazione relativa del braccio al corpo, lussazione di spalla.
- **Con cuscino di abduzione:** trauma o intervento chirurgico che necessita l'immobilizzazione relativa del braccio in abduzione, lesione della cuffia dei rotatori.

CARATTERISTICHE:

Senza cuscino di abduzione: immobilizzazione relativa del braccio al corpo.

Con cuscino di abduzione: immobilizzazione relativa del braccio in abduzione con flessione del gomito a 90°. Imbottitura che assicura un comfort ottimale.

POSIZIONAMENTO

Per un corretto adattamento ed una buona comprensione del posizionamento dell'ortesi, consultare quanto riportato nel foglio illustrativo all'interno della confezione del prodotto o sul sito internet: www.dualsanitaly.com nella sezione GIBAUD ORTHO.


SMARTSLING® TUTORE PER ABDUZIONE DI SPALLA

Distanza dal gomito al pugno chiuso in cm	Taglia
da 29 a 40	1
da 40 a 44,5	2




A938224615

PUNTO DI MISURAZIONE



PUNTO DI MISURAZIONE





BLOCCAGGIO CLAVICOLA - 1504

INDICAZIONI

● Trattamento ortopedico di alcune fratture della clavicola.

CARATTERISTICHE: di facile regolazione grazie alle due fibbie dorsali che permettono una tensione costante e ben sopportabile.

Il suo scopo è l'immobilizzazione relativa della cintura scapolare, mantenendo le spalle in retropulsione.

POSIZIONAMENTO

Il posizionamento dovrà essere fatto unicamente da parte del medico o del tecnico che ha prescritto l'ortesi.

Realizzare due occhielli inserendo le fettucce nelle apposite fibbie regolandone l'ampiezza desiderata. Indossare quindi il prodotto come uno zaino. Allacciare e regolare le fettucce utilizzando le due fibbie dorsali.

Importante: verificare ed adattare giornalmente la tensione dell'ortesi al fine di mantenerne l'efficacia.

BLOCCAGGIO CLAVICOLA


Circonferenza torace in cm

Circonferenza torace in cm	Taglia
da 40 a 60	0
da 60 a 80	1
da 80 a 100	2
da 100 a 120	3



A909306223

PUNTO DI MISURAZIONE



REGGIBRACCIO - 1506

INDICAZIONI

● Sostegno dell'arto superiore con o senza gesso.

CARATTERISTICHE: regolabile grazie alla presenza di una fibbia scorrevole. Disponibile in due varianti di colore: bianco e nero.

POSIZIONAMENTO: infilare l'avambraccio nell'apposita sacca in rete appoggiando il gomito. Regolare l'angolazione dell'avambraccio con l'aiuto della fibbia scorrevole.

Per togliere il reggibraccio sganciare il moschettone.

REGGIBRACCIO

Circonferenza torace sotto il petto in cm

Circonferenza torace sotto il petto in cm	Taglia
da 40 a 60	0
da 60 a 80	1
da 80 a 100	2
da 100 a 120	3

REGGIBRACCIO BIANCO




A904976127

REGGIBRACCIO NERO



A905508711

PUNTO DI MISURAZIONE



BRETELLA DI SUPPORTO - 1501

INDICAZIONI

● Sostegno dell'arto superiore con o senza gesso.

CARATTERISTICHE: regolabile grazie alla presenza di una fibbia scorrevole.

POSIZIONAMENTO

Infilare l'avambraccio nell'anello fisso posizionandolo in prossimità del gomito. Passare la bretella sulla schiena e sulla spalla opposta. Posizionare la cinghia regolabile a livello del polso. Regolare l'angolazione dell'avambraccio (90°) con l'aiuto della fibbia scorrevole.

BRETELLA DI SUPPORTO

Taglia unica



A908478720

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.



BRACCIALE ELBOWGIB® - 0313

INDICAZIONI

- Tendinite del gomito.
- Epicondilita (gomito del tennista).
- Epitrocleite.
- Ripresa di attività.
- Prevenzione sul lavoro, nella vita di tutti i giorni o nell'attività sportiva.

CARATTERISTICHE: azione antivibrazioni con effetto orientato. Filtrazione progressiva delle vibrazioni.

Bracciale anatomico regolabile. La forma ricurva garantisce una compressione ottimale.

Sistema brevettato. Azione antalgica assicurata dalle pelote antivibrazioni esterne e interne che comprimono i muscoli che si inseriscono sull'epicondilo e sull'epitroclea.

POSIZIONAMENTO

Posizionare il prodotto sull'avambraccio, ad una distanza compresa tra 18 e 27 cm dal polso arrivando così a circa tre dita di distanza dal gomito. Stringere con maggiore o minore intensità in base alla tollerabilità e all'attività da svolgere.

BRACCIALE ELBOWGIB®

Circonferenza dell'avambraccio in cm


Taglia

da 22 a 26	1
da 27 a 32	2
da 33 a 38	3



A905954350

PUNTO DI MISURAZIONE



BRACCIALE ANTEIEPICONDILITE - 0308

INDICAZIONI

- Gomito doloroso e instabile.
- Distorsione lieve.
- Postumi di distorsioni, fratture, tendiniti, lussazioni.

CONTROINDICAZIONI

- Eventi traumatici gravi del gomito. Fratture o lussazioni che necessitano di un'immobilizzazione o di un'ingessatura.

CARATTERISTICHE: garantisce stabilità articolare ed un'ideale compressione dei muscoli dell'avambraccio. La presenza di due bande anatomiche in elastomero consente un'azione compressiva antalgica ed assorbente delle vibrazioni anomale a livello dell'epicondilo e dell'epitroclea. Azione compressiva antalgica sull'epicondilo, sull'epitroclea e sulle inserzioni muscolari.

Ammortizza e assorbe le vibrazioni anomale causate dalla pratica sportiva (es.: tennis) e dall'attività lavorativa.

POSIZIONAMENTO

Posizionare la cucitura sulla linea mediana della parte esterna del gomito passando sulle sporgenze ossee. Le parti in elastomero devono essere a contatto con l'epicondilo e l'epitroclea.

BRACCIALE ANTEIEPICONDILITE

Circonferenza gomito in cm


Taglia

da 22 a 24	1
da 24 a 26	2
da 26 a 28	3
da 28 a 30	4
da 30 a 32	5



A908492743

PUNTO DI MISURAZIONE



BRACCIALE TENNIS ELBOW - 0312

INDICAZIONI

- Prevenzione dell'epicondilita.

CARATTERISTICHE: è dotato di uno speciale cuscinetto viscoelastico ad azione compressiva antalgica.

POSIZIONAMENTO

Posizionare il prodotto sull'avambraccio, ad una distanza compresa tra 18 e 27 cm dal polso arrivando così a circa tre dita di distanza dal gomito. Stringere con maggiore o minore intensità in base alla tollerabilità e all'attività da svolgere.

BRACCIALE TENNIS ELBOW

Taglia unica



A906019791



INNOVATOR X™ TUTORE DI GOMITO

Dx - 0315
Sx - 0316

INDICAZIONI

- Controllo della flessione/estensione del gomito successiva ad intervento chirurgico o trauma.

CARATTERISTICHE: steccaggio articolato regolabile per un adattamento personalizzato in funzione della lunghezza dell'arto.

Cuscinetti foderati in silicone posizionati sulle cinghie per garantire il comfort dell'ortesi. Fasce nere in alluminio modellabili per consentire la massima adattabilità dell'Innovator X™ all'anatomia dell'arto. Confortevoli cuscinetti imbottiti interni.

Cinghia per il collo dotata di confortevole imbottitura tubolare.

POSIZIONAMENTO

Il primo posizionamento dovrà essere effettuato da uno Specialista qualificato.

Per un corretto adattamento ed una buona comprensione del posizionamento dell'ortesi, consultare quanto riportato nel foglio illustrativo all'interno della confezione del prodotto o sul sito internet www.dualsanitaly.com nella sezione GIBAUD ORTHO.

INNOVATOR X™ TUTORE DI GOMITO

Taglia unica dx-sx



A938840004



A938840105



ORTESI SOSTEGNO RIZARTROSI - 0713

INDICAZIONI

- Rizartriosi.
- Distorsione metacarpo-falangea del pollice.

CONTROINDICAZIONI

- Frattura scheletrica del pollice.
- Utilizzo prolungato del prodotto senza prescrizione medica.

CARATTERISTICHE: consente l'immobilizzazione del pollice in posizione funzionale, mantenendo la mobilità delle altre dita e la prensilità della mano. Modello unico per il pollice destro e sinistro.

POSIZIONAMENTO

Inserire il termoformabile nella guaina. Chiudere la linguetta superiore, centrando il pollice. Posizionare l'ortesi infilando il pollice nell'anello. Regolare la chiusura inferiore e mediana al fine di ottenere una contenzione ferma e confortevole. Dopo il posizionamento, se necessario, regolare la chiusura del pollice.

Attenzione

Prima dell'uso il prodotto deve essere termoformato.

ORTESI SOSTEGNO RIZARTROSI

Circonferenza polso in cm	Taglia
da 14 a 16	1
da 17 a 19	2
da 20 a 22	3



A 908447360



ORTESI RHIZOGIB® Dx - 0716 Sx - 0717

INDICAZIONI

- Rizoartrosi.

CONTROINDICAZIONI

- Frattura della colonna del pollice.
- Distorsione grave metacarpo-falangea.

CARATTERISTICHE: stabilizzazione dell'articolazione trapezio-metacarpale in posizione funzionale del pollice, mantenendo la mobilità delle altre dita e la prensilità della mano.

POSIZIONAMENTO

Posizionare l'ortesi avvolgendola attorno al polso in modo che le stecche siano in asse con il pollice e l'ultima falange sia libera. Stringere moderatamente la cinghia situata sulla parte dorsale del polso. Tirare la linguetta con la chiusura a strappo avvolgendola attorno al pollice in modo da passare tra il pollice e l'indice dal lato dorsale a quello palmare. Fissare quindi la linguetta con la chiusura a strappo sulla parte palmare del polso. Regolare successivamente le chiusure per ottenere una contenzione stabile ma confortevole.

ORTESI RHIZOGIB®

Circonferenza polso in cm	Taglia
da 14 a 17 (dx-sx)	1
da 17 a 21 (dx-sx)	2



A 902980578



A 902980604



MANUGIB® TUTORE DEL POLSO Dx - 0724 Sx - 0725

INDICAZIONI

- Distorsione del polso.
- Traumi del polso in fase acuta.
- Immobilizzazione post-operatoria, utilizzo dopo ingessatura.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi in cui sia necessaria l'immobilizzazione assoluta o l'intervento chirurgico.

CARATTERISTICHE: immobilizzazione garantita da: stecca palmare rigida di forma anatomica, braccio di leva lungo, due stecche dorsali, quattro cinghie di regolazione.

Comfort assicurato da: cuscinetto palmare, ampia stecca palmare, tessuto traspirante. Ergonomia e facilità di posizionamento.

POSIZIONAMENTO

Inserire la mano nel tutore come se fosse un guanto. Stringere leggermente le cinghie; la stecca palmare deve essere in asse con l'avambraccio. Regolare successivamente le cinghie in modo da ottenere un sostegno rigido ma confortevole.

Circonferenza polso in cm	Taglia
da 14 a 18 (dx-sx)	1
da 18 a 22 (dx-sx)	2




A 930199260



A 930199272

PUNTO DI MISURAZIONE



LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.



MANUGIB® 20
ORTESI POLSO
Dx - 0726
Sx - 0727

INDICAZIONI

- Distorsione del polso.
- Traumi del polso.
- Rieducazione o riabilitazione post-operatoria o post-ingessatura

CONTROINDICAZIONI

- Traumi in cui sia necessaria l'immobilizzazione assoluta.

CARATTERISTICHE: immobilizzazione relativa del polso in posizione funzionale. Possibilità di adattamento dell'ortesi tramite modellazione della stecca palmare. Comfort garantito da leggerezza ed ergonomia. Facilità di posizionamento.

POSIZIONAMENTO

Slacciare le cinghie con chiusura a strappo. Infilare la mano nell'ortesi come se fosse un guanto. Stringere leggermente le cinghie; la stecca palmare deve essere in asse con l'avambraccio. Stringere maggiormente le cinghie regolabili in modo da ottenere un sostegno rigido ma confortevole.

MANUGIB® 20
ORTESI POLSO

Circonferenza polso in cm	Taglia
da 14 a 16 (dx-sx)	1
da 17 a 19 (dx-sx)	2
da 20 a 22 (dx-sx)	3



A931450163



A931450225



ORTESI POLSO-POLLICE
Dx - 0720
Sx - 0721

INDICAZIONI

- Tendinite di De Quervain.
- Postumi neurologici.
- Postumi di malattie neuromuscolari.
- Affezioni post-traumatiche.

CONTROINDICAZIONI

- Frattura del polso e del pollice.
- Utilizzo prolungato senza prescrizione medica.

CARATTERISTICHE: immobilizzazione relativa in posizione funzionale del polso e del pollice per mezzo di stecche rigide, mantenendo la mobilità delle altre dita e la prensilità della mano. Possibilità di adattamento dell'ortesi grazie alla modellatura delle stecche.

POSIZIONAMENTO

Tenere l'ortesi distesa e aperta con la parte in spugna rivolta verso l'alto. Posizionare la mano sull'ortesi in modo che la stecca palmare sia in asse con l'avambraccio e la sua estremità ripiegata arrivi in corrispondenza del centro del palmo della mano. Stringere moderatamente le due cinghie situate sulla parte dorsale dell'avambraccio e del polso. Tirare la linguetta con la chiusura a strappo avvolgendola attorno al pollice in modo da passare tra il pollice e l'indice dal lato dorsale a quello palmare. Fissare quindi la linguetta con la chiusura a strappo sul lato palmare dell'avambraccio in corrispondenza della stecca centrale. Controllare che la stecca centrale sia ben in asse con l'avambraccio e regolare successivamente le cinghie per ottenere una contenzione stabile ma confortevole.

ORTESI POLSO-POLLICE

Circonferenza polso in cm	Taglia
da 14 a 17 (dx-sx)	1
da 17 a 21 (dx-sx)	2




A902980440



A902980515

PUNTO DI MISURAZIONE





**FORM FIT® PP
ORTESI POLSO POLLICE**

Circonferenza polso in cm	Taglia
da 14 a 16 (dx-sx)	1
da 17 a 19 (dx-sx)	2
da 20 a 22 (dx-sx)	3




A931450074



A931450136

PUNTO DI MISURAZIONE



**FORM FIT® PP
ORTESI POLSO POLLICE**

Dx - 0728

Sx - 0729

INDICAZIONI

- Distorsione del pollice.
- Pollice dello sciatore.
- Tendinite di De Quervain.
- Lesioni di scafoide.
- Lesioni dei tessuti molli.
- Fase riabilitativa post-ingesatura.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi in cui sia necessaria l'immobilizzazione assoluta.

CARATTERISTICHE: immobilizzazione relativa del polso e del pollice garantita da: stecca palmare rigida di forma anatomica e stecca radiale rigida amovibili, cinghie di regolazione su avambraccio e pollice. Comfort garantito da leggerezza ed ergonomia. Facilità di posizionamento.

POSIZIONAMENTO

Slacciare le cinghie con chiusura a strappo.

Infilare la mano nell'ortesi come se fosse un guanto inserendo il pollice nell'apposito alloggiamento.

Stringere leggermente le cinghie sull'avambraccio; la stecca palmare deve essere in asse con l'avambraccio.

Assicurarsi che la cinghia regolabile più vicina al gomito passi attraverso entrambi i passanti, in modo da garantire una maggiore contenzione; fissarla.

Fissare tutte le chiusure a strappo in modo che l'ortesi, una volta indossata, risulti confortevole. Può rendersi necessaria una successiva regolazione nel caso di variazione del gonfiore della mano, del polso e del pollice. È possibile tagliare le cinghie secondo la lunghezza desiderata.



COSCIALE DI CONTENZIONE - 1304

INDICAZIONI

- Stiramenti.
- Strappi muscolari.

CARATTERISTICHE: compressione muscolare. La particolare struttura del tessuto consente una perfetta aderenza anche in caso di continue sollecitazioni muscolari, pur nel rispetto del massimo comfort e libertà di movimento.

POSIZIONAMENTO

Indossare il cosciale con il bordo di colore arancione nella parte superiore e con il logo Gibaud sulla parte anteriore della coscia.

COSCIALE DI CONTENZIONE

Circonferenza coscia in cm	Taglia
da 43 a 49	1
da 49 a 57	2
da 57 a 67	3



A908492857

PUNTO DI MISURAZIONE



PRESSORE SOTTOROTULEO - 0530

INDICAZIONI

- Dolori muscolari e tendinei.
- Postumi di traumi.
- Malattia di Osgood Schlatter.
- Prevenzione dalle recidive durante l'attività lavorativa sportiva o quotidiana.

CONTROINDICAZIONI

- Impiego prolungato senza il consiglio del medico.

POSIZIONAMENTO

Posizionare il pressore in corrispondenza del tendine rotuleo (appena sotto il ginocchio), inserire la cinghia nella fibbia e fissare con la chiusura a strappo.

PRESSORE SOTTOROTULEO

Circonferenza in cm	Taglia
da 26 a 30	0
da 30 a 45	1



A937478523

PUNTO DI MISURAZIONE



GINOCCHIERA LEGAMENTI - 0503

INDICAZIONI

- Distorsioni lievi.
- Distorsioni recidivanti.
- Prevenzione delle patologie rotulee.
- Attività sportive.

CONTROINDICAZIONI

- Distorsioni di media gravità e distorsioni gravi in fase acuta.

CARATTERISTICHE: rinforzo laterale con doppio steccaggio morbido. Finestra rotulea di centraggio. Decompressione del cavo popliteo.

POSIZIONAMENTO

Nell'indossare la ginocchiera centrare la rotula nell'apposita finestra.

GINOCCHIERA LEGAMENTI

Circonf. ginocchio in cm	Taglia
da 28 a 33	1
da 33 a 38	2
da 38 a 43	3
da 43 a 48	4
da 48 a 53	5



A908474339

PUNTO DI MISURAZIONE





GINOCCHIERA ROTULEA - 0510

INDICAZIONI

- Sindrome rotulea.
- Condrite rotulea.
- Sublussazione rotulea.
- Artrosi femoro-patellare.
- Tendinopatia del tendine rotuleo, periostite.
- Malattia di Osgood Schlatte.
- Attività sportive.

CONTROINDICAZIONI

- Distorsione del ginocchio in fase acuta.

CARATTERISTICHE: finestra rotulea completa di guide di centraggio automodellanti in polietilene. Ammortizzatore tendineo antivibrante in elastomero. Decompressione del cavo popliteo.

POSIZIONAMENTO

Nell'indossare la ginocchiera centrare la rotula nell'apposita finestra.

GINOCCHIERA ROTULEA

Circonf. ginocchio in cm	Taglia
da 28 a 33	1
da 33 a 38	2
da 38 a 43	3
da 43 a 48	4
da 48 a 53	5



A908615065



GINOCCHIERA ARTIGIB® - 0519

INDICAZIONI

- Distorsioni lievi.
- Distorsioni recidivanti.
- Prevenzione delle patologie rotulee.
- Attività sportive.

CONTROINDICAZIONI

- Distorsioni di media gravità e distorsioni gravi in fase acuta.

CARATTERISTICHE: steccheggio laterale. Finestra con anello in silicone auto-modellante. Decompressione del cavo popliteo.

POSIZIONAMENTO

Nell'indossare la ginocchiera centrare la rotula nell'apposita finestra.

GINOCCHIERA ARTIGIB®

Circonf. ginocchio in cm	Taglia
da 28 a 33	1
da 33 a 38	2
da 38 a 43	3
da 43 a 48	4
da 48 a 53	5



A902509304



GINOCCHIERA ROTULGIB® - 0518

INDICAZIONI

- Sindrome rotulea.
- Condrite rotulea post-traumatica.
- Sublussazione rotulea.
- Artrosi femoro-patellare.
- Tendinopatia del tendine rotuleo, periostite.
- Malattia di Osgood Schlatte.
- Attività sportive.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi in fase acuta.

CARATTERISTICHE: foro di decompressione rotulea. Centraggio rotuleo e ammortizzatore tendineo garantiti da un anello viscoelastico morfodattabile.

Decompressione del cavo popliteo.

POSIZIONAMENTO

Nell'indossare la ginocchiera centrare la rotula nell'apposita finestra.

GINOCCHIERA ROTULGIB®

Circonf. ginocchio in cm	Taglia
da 28 a 33	1
da 33 a 38	2
da 38 a 43	3
da 43 a 48	4
da 48 a 53	5



A902509355

PUNTO DI MISURAZIONE



LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.



GINOCCHIERA GRADUALE - 0515

INDICAZIONI

- Instabilità laterale dovuta a lassità cronica.
- Impiego graduale durante la fase di rieducazione a seguito di ingessatura o intervento chirurgico.
- Utile nello svolgimento di attività sportive.

CONTROINDICAZIONI

- Distorsioni di media gravità e distorsioni gravi in fase acuta.

CARATTERISTICHE: salvaguarda la propriocezione articolare del soggetto. Steccaggio laterale rimovibile. Sistema antiscivolamento. Fascia antirotazione. Finestra rotulea e ammortizzatore in silicone. Decompressione del cavo popliteo.

POSIZIONAMENTO

In funzione della patologia inserire o meno le stecche nella fessura laterale agendo sull'elasticità del tessuto. La ginocchiera va posizionata centrando la rotula nella finestra con l'anello di silicone.

GINOCCHIERA GRADUALE

Circonf. sotto il ginocchio con la gamba leggermente flessa in cm	Taglia
da 28 a 32	1
da 33 a 37	2
da 38 a 42	3
da 43 a 47	4
da 48 a 52	5



A902689948

PUNTO DI MISURAZIONE



GINOCCHIERA LIGAGIB® - 0526

INDICAZIONI

- Distorsioni di media gravità
- Traumi gravi in fase di rieducazione e riabilitazione
- Dopo intervento chirurgico
- Postumi di traumi
- Instabilità e lassità cronica

CONTROINDICAZIONI

- Traumi che richiedono l'immobilizzazione con gesso, resina o l'intervento chirurgico.

CARATTERISTICHE: tessuto tridimensionale aerato, leggero, traspirante e confortevole. Articolazioni policentriche per limitare la traslazione antero-posteriore del ginocchio. Steccaggio rimovibile laterale rigido per garantire la stabilità laterale.

Ampia adattabilità grazie alle chiusure a strappo. Cinghie regolabili a chiusura contrapposta (due anteriori e due posteriori).

Finestra rotulea con anello anatomico in silicone.

Apertura in corrispondenza del cavo popliteo per facilitare la flessione.

POSIZIONAMENTO

Oltre alla misurazione, è necessaria una prova per un corretto adattamento ed una buona compressione del posizionamento dell'ortesi.

Verificato che l'etichetta interna risulti nella parte superiore della ginocchiera, indossarla posizionando correttamente la rotula al centro dell'anello rotuleo.

Fissare le cinghie anteriori per ottenere un posizionamento stabile ma confortevole.

Terminare l'applicazione regolando la chiusura delle cinghie posteriori; le stecche devono essere parallele e centrate sull'asse del ginocchio.

GINOCCHIERA LIGAGIB®

Circonf. del ginocchio in cm.	Taglia
da 31 a 34	1
da 34 a 37	2
da 37 a 40	3
da 40 a 43	4
da 43 a 46	5
da 46 a 50	6



A931679219



GINOCCHIERA LIGAGIB® OPEN - 0524

INDICAZIONI

- Distorsioni di media gravità.
- Traumi gravi in fase di rieducazione e riabilitazione, dopo intervento chirurgico
- Postumi di traumi
- Instabilità e lassità cronica.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi che richiedono l'immobilizzazione con gesso, resina o l'intervento chirurgico.

CARATTERISTICHE: apertura anteriore per facilitare l'applicazione e l'adattamento. Tessuto tridimensionale aerato, leggero, traspirante e confortevole.

Articolazioni policentriche per limitare la traslazione antero-posteriore del ginocchio. Steccaggio laterale rigido per garantire la stabilità laterale. Ampia adattabilità grazie alle chiusure a strappo.

Cinghie regolabili a chiusura contrapposta (due anteriori e due posteriori).

Finestra rotulea con due cuscinetti di centraggio a forma di C. Apertura in corrispondenza del cavo popliteo per facilitare la flessione.

POSIZIONAMENTO

Il primo posizionamento dovrà essere effettuato da uno Specialista qualificato. Oltre alla misurazione è necessaria una prova per un corretto adattamento ed una buona compressione del posizionamento dell'ortesi.

L'etichetta interna deve risultare nella parte alta della gamba. Consigliamo la seguente procedura per indossare l'ortesi:

1. Aprire completamente la ginocchiera e posizionare la finestra posteriore a livello del cavo popliteo.
2. Chiudere le estremità superiore e inferiore centrando i cuscinetti rotulei a forma di C attorno alla rotula.
3. Fissare le cinghie anteriori per ottenere un posizionamento stabile ma confortevole.
4. Terminare l'applicazione regolando la chiusura delle cinghie posteriori; le stecche devono essere parallele e centrate sull'asse del ginocchio.

GINOCCHIERA LIGAGIB® OPEN

Circonf. del ginocchio in cm.	Taglia
da 31 a 34	1
da 34 a 37	2
da 37 a 40	3
da 40 a 43	4
da 43 a 46	5
da 46 a 50	6



A935773453

PUNTO DI MISURAZIONE





GENUGIB® 40 TUTORE DI GINOCCHIO - 0522

INDICAZIONI

- Distorsioni del ginocchio di media gravità.
- Distorsione grave del ginocchio.
- Fase rieducativa-riabilitativa.
- Instabilità cronica.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi che richiedono l'immobilizzo con gesso, resina o intervento chirurgico

CARATTERISTICHE: ortesi del

ginocchio articolata policentrica regolabile. Flange superiori ed inferiori rigide, regolabili in funzione della morfologia dell'arto inferiore.

Montanti laterali rigidi per garantire la stabilità laterale. Imbottitura antiscivolo.

Articolazioni policentriche con funzione di limitazione del cassetto antero-posteriore.

Bloccaggio e regolazione dell'articolazione per settori di ampiezza in funzione della severità o dello stadio evolutivo della patologia.

Limitazione della rotazione mediante sagoma in silicone posizionata in corrispondenza della tuberosità tibiale.

Pelote condiloidee rimovibili in schiuma ad alta resistenza. Cinghie di chiusura superiori ed inferiori regolabili.

POSIZIONAMENTO

Per un corretto adattamento ed una buona comprensione del posizionamento dell'ortesi, consultare quanto riportato sulla confezione del prodotto o sul sito internet:

www.dualsanitaly.com nella sezione GIBAUD ORTHO.

**GENUGIB® 40
TUTORE DI GINOCCHIO
Taglia unica**



A905849877

GENUGIB® TUTORE DI GINOCCHIO - 0521

INDICAZIONI

- Distorsione del ginocchio di media gravità.
- Distorsione grave del ginocchio.
- Immobilizzazione post-operatoria relativa o per settori d'ampiezza.
- Fase rieducativa-riabilitativa.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi che richiedono l'immobilizzo con gesso o resina.

CARATTERISTICHE: ortesi del ginocchio articolata policentrica regolabile.

Flange superiori ed inferiori rigide, regolabili in funzione della morfologia dell'arto inferiore.

Montanti laterali rigidi per garantire la stabilità laterale. Imbottitura antiscivolo.

Articolazioni policentriche con funzione di limitazione del cassetto antero-posteriore.

Bloccaggio e regolazione dell'articolazione per settori di ampiezza in funzione della gravità o dello stadio evolutivo della patologia.

Limitazione della rotazione mediante sagoma in silicone posizionata in corrispondenza della tuberosità tibiale.

Pelote condiloidee rimovibili in schiuma ad alta resistenza. Cinghie di chiusura superiori ed inferiori regolabili.

POSIZIONAMENTO

Per un corretto adattamento ed una buona comprensione del posizionamento dell'ortesi, consultare quanto riportato sulla confezione del prodotto o sul sito internet:

www.dualsanitaly.com nella sezione GIBAUD ORTHO.

**GENUGIB®
TUTORE DI GINOCCHIO
Taglia unica**



A905849865

INNOVATOR DLX® TUTORE DI GINOCCHIO - 0523

INDICAZIONI

- Immobilizzazione assoluta o relativa dell'articolazione del ginocchio a seguito di interventi chirurgici, distorsioni di entità grave o media, traumi.
- Fase di rieducazione.
- Controllo dell'ampiezza di movimento nel recupero post-traumatico e post-chirurgico.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi che richiedono l'immobilizzazione con gesso, resina o l'intervento chirurgico.

CARATTERISTICHE: steccaggio laterale articolato rigido e regolabile in altezza.

Articolazione monocentrica con bloccaggio e regolazione dell'ampiezza della flessione-estensione.

Cuscinetti condiloidei rimovibili in gommapiuma.

Cinghia poplitea antiscivolo. Quattro cinghie anteriori regolabili.

POSIZIONAMENTO

Per un corretto adattamento ed una buona comprensione del posizionamento dell'ortesi, consultare quanto riportato nel foglio illustrativo all'interno della confezione del prodotto o sul sito internet:

www.dualsanitaly.com nella sezione GIBAUD ORTHO

**INNOVATOR DLX®
TUTORE DI GINOCCHIO
Taglia unica**



A935774707



CAVIGLIERA LEGAMENTI - 0604

INDICAZIONI

- Distorsione lieve del compartimento esterno.
- Distorsione del compartimento esterno di media gravità dopo la fase edematosa.
- Fase di riabilitazione sportiva postoperatoria.

CONTROINDICAZIONI

- Fase di tumefazione ed ematoma nella distorsione di media gravità che necessita il posizionamento di una doccia posteriore gessata, escludendo l'appoggio del piede sino alla scomparsa dei sintomi.
- Distorsione grave della caviglia.

CARATTERISTICHE: cavigliera a tallone aperto realizzata con tessuto ad alta contenzione. Il richiamo dinamico esterno rappresenta l'originalità di questa cavigliera: per il suo effetto di eversione dell'avampiede riduce la tensione del legamento laterale esterno leso nella distorsione lieve e di media gravità, permettendone la cicatrizzazione.

POSIZIONAMENTO

Caviglia sinistra o destra: applicare la benda elastica al tassello situato in corrispondenza del collo del piede in modo che la parte ad asola sia rivolta verso il lato interno della caviglia.

Tendere uniformemente la benda elastica ruotandola attorno al piede, passarla sotto la pianta del piede e sul collo del piede.

Avvolgere l'asola attorno al tallone e ancorarla tramite la chiusura a strappo sul tassello centrale.



CAVIGLIERA GRADUALE - 0614

INDICAZIONI

- Distorsione di caviglia.
- Postumi di distorsioni.
- Lassità legamentaria cronica.
- Stabilizzazione e protezione durante l'attività sportiva.

CONTROINDICAZIONI

- Fase di tumefazione ed ematoma nella distorsione di media gravità che necessita il posizionamento di una doccia posteriore gessata, escludendo l'appoggio del piede sino alla scomparsa dei sintomi.
- Distorsione grave della caviglia.

CARATTERISTICHE: realizzata in tessuto con forte grado di contenzione, questa cavigliera a tallone bloccato contiene un dispositivo antiurto di protezione dei malleoli. Dotata di una doppia benda di stabilizzazione con una protezione nella sua parte mediana al fine di assorbire eventuali colpi al piede. La regolazione è facilitata dalla chiusura a strappo tramite la benda superiore. La cavigliera può essere indossata anche senza benda di stabilizzazione.

POSIZIONAMENTO

Senza benda di stabilizzazione:

1. Fissare la benda stabilizzatrice all'apposita fettuccia e tenerla in tensione.

Con benda di stabilizzazione:

1. Fissare la benda stabilizzatrice all'apposita fettuccia e tenerla in tensione.
2. Avvolgere la benda facendola passare da dietro e posizionando l'asola attorno al tallone. Tenere la benda in tensione.
3. Continuare ad avvolgere facendo passare la benda sul collo del piede tenendola in tensione.
4. Far passare un'altra volta la benda attorno al tallone avvolgendolo con l'asola.
5. Fissare la chiusura a strappo sull'apposito tassello.


CAVIGLIERA LEGAMENTI

Circonferenza in cm sopra la caviglia	Taglia
da 19 a 21	1
da 21 a 23	2
da 23 a 25	3
da 25 a 27	4
da 27 a 29	5



A908494040

PUNTO DI MISURAZIONE




CAVIGLIERA GRADUALE

Circonferenza caviglia misurata sui malleoli in cm	Taglia
da 20 a 22	1
da 22 a 24	2
da 24 a 26	3
da 26 a 28	4
da 28 a 30	5



A902689999

PUNTO DI MISURAZIONE





**FORM FIT® TT
ORTESI TIBIO TARSICA - 0625**

INDICAZIONI

- Stabilizzazione e protezione durante l'attività sportiva.
- Postumi di distorsioni.
- Distorsione di caviglia di lieve gravità.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi gravi che richiedono un trattamento ortopedico o chirurgico.

CARATTERISTICHE: ortesi stabilizzatrice dell'articolazione tibio-tarsica con rinforzi mediale e laterale.

Tessuto traforato per una maggiore areazione e leggerezza. Pratica chiusura a lacci.

POSIZIONAMENTO

Si consiglia, per un maggior comfort, di indossare l'ortesi sopra ad una calza.

Infilare il piede tra la linguetta nera e la scarpetta protettiva. Calzare l'ortesi posizionando il tallone nell'apertura calcaneare. Stringere i lacci inseriti nei primi quattro occhielli in modo da ottenere una chiusura salda ma confortevole.

Completare la chiusura incrociando i lacci sul sistema di aggancio rapido.

Adattare la linguetta e allacciare i lacci.

Utilizzare FORM FIT® TT indossando una scarpa comoda.

Può capitare che dopo qualche tempo l'ortesi si allenti, in tal caso stringerla nuovamente.

**FORM FIT® TT
ORTESI TIBIO TARSICA**

Circonf. caviglia in cm	Taglia
da 19 a 22	1
da 23 a 26	2
da 27 a 29	3



A931095792



**CAVIGLIERA STABIGIB® BIVALVA
0616**

INDICAZIONI

- Distorsioni di caviglia gravi o di media gravità.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi gravi per cui occorre un trattamento ortopedico o chirurgico.

CARATTERISTICHE: stabilizzazione dell'articolazione della caviglia.

POSIZIONAMENTO

Regolare la distanza tra le due valve, a livello del tallone, agendo sui tiranti laterali della talloniera. Applicare le valve ad entrambi i lati della caviglia in modo da coprire i malleoli. La cinghia deve essere situata all'esterno della gamba. La direzione di chiusura delle cinghie dovrà essere in senso orario per la caviglia destra e in senso antiorario per la caviglia sinistra. Se necessario, ruotare opportunamente le fibbie per orientare le cinghie verso il lato corretto. Applicare e stringere la cinghia inferiore, infilare il piede che indossa l'ortesi in una calzatura spaziosa e stabile (la scarpa deve essere regolabile con i lacci o con chiusura autoadesiva). Regolare la chiusura della scarpa. Applicare la cinghia superiore. Dopo qualche giorno di utilizzo, le cinghie possono allentarsi, in questo caso stringere di nuovo adeguatamente. Se compare un disturbo localizzato allentare le cinghie e riposizionare le valve.

**CAVIGLIERA
STABIGIB® BIVALVA**
Taglia unica



A903628257



CAVIGLIERA AIRFORM® - 0618

INDICAZIONI

- Distorsioni di caviglia gravi o di media gravità.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi gravi per cui occorre un trattamento ortopedico o chirurgico

CARATTERISTICHE: Stabilizzazione laterale dell'articolazione della caviglia.

POSIZIONAMENTO

Regolare la distanza tra le due valve, a livello del tallone, agendo sui tiranti laterali della talloniera. Applicare le valve su entrambi i lati della caviglia in modo da coprire i malleoli. Applicare e stringere la cinghia inferiore. Infilare il piede che indossa l'ortesi in una calzatura spaziosa e stabile (la scarpa deve essere regolabile con i lacci o con chiusura autoadesiva). Regolare la chiusura della scarpa. Applicare la cinghia superiore. Dopo qualche giorno di utilizzo, le cinghie possono allentarsi; in questo caso stringere di nuovo adeguatamente. Se compare un disturbo localizzato allentare le cinghie e riposizionare le valve. I cuscinetti ad aria sono già pressurizzati in modo tale da non richiedere ulteriori regolazioni. Tuttavia il tubicino in dotazione consente di gonfiarli o sgonfiarli in caso di necessità.

**CAVIGLIERA
AIRFORM®**
Taglia unica



A930057005

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.



**WALKER
EQUALIZER® R.O.M.**

Misura calzatura	Taglia
da 37 a 40	1
da 40 a 43	2
da 43 a 45	3



A939683381

**WALKER EQUALIZER® R.O.M.
TUTORE REGOLABILE PER
TIBIO TARSICA - 0617**

INDICAZIONI

- Immobilizzazione relativa a seguito di traumi e interventi chirurgici all'articolazione tibio tarsica.
- Lesioni del tendine d'Achille, riabilitazione, patologie mediche infiammatorie ed infettive che richiedono l'immobilizzazione.

CARATTERISTICHE: immobilizzazione relativa dell'articolazione tibio tarsica.

Flessione dorsale o plantare regolabile in base alla prescrizione medica.

Azione antiurto su calcagno e pianta del piede garantita dallo spessore dello stivale.

Stivale imbottito con possibilità di inserire dei rinforzi locali per la protezione della gamba e del piede.

Suola arrotondata antiscivolo per facilitare la deambulazione.

La leggerezza dello stivale ne favorisce l'uso nei casi in cui al paziente non è consentito l'appoggio a terra del piede.

Suola molto larga per consentire l'adattamento alla dimensione del piede.

Veloce e rapido da indossare, permette la rapida dismissione in occasione dei trattamenti terapeutici.

POSIZIONAMENTO

Per un corretto adattamento ed una buona comprensione del posizionamento dell'ortesi, consultare quanto riportato nel foglio illustrativo all'interno della confezione del prodotto o sul sito internet www.dualsanitaly.com nella sezione GIBAUD ORTHO.



**WALKER EQUALIZER®
TUTORE FISSO PER TIBIO
TARSICA - 0624**

INDICAZIONI

- Immobilizzazione a seguito di traumi o interventi chirurgici, all'articolazione tibio tarsica.
- Distorsione grave della caviglia.
- Distorsione di media gravità con interessamento della capsula anteriore dell'articolazione tibio tarsica.
- Traumi tendinei e muscolari.
- Fase di rieducazione e riabilitazione.
- Patologie infiammatorie o infettive che richiedono l'immobilizzazione.

CARATTERISTICHE: immobilizzazione dell'articolazione tibio tarsica ad angolo retto.

Plantare in schiuma ad alta densità che garantisce l'ammortizzazione del tallone.

Stivale imbottito con possibilità di inserire dei rinforzi locali per la protezione della gamba e del piede.

Suola arrotondata antiscivolo per facilitare la deambulazione.

La leggerezza dello stivale ne favorisce l'uso nei casi in cui al paziente non è consentito l'appoggio a terra del piede.

Ampia suola per consentire l'adattamento alla misura del piede.

Veloce e facile da indossare, permette la rapida dismissione in occasione dei trattamenti terapeutici.



**AFO - TUTORE PER PIEDE
CIONDOLANTE**

Dx - 0622

Sx - 0623

INDICAZIONI

- Paralisi periferica dei muscoli elevatori del piede. Steppage.

CARATTERISTICHE: ortesi caviglia/piede realizzata in polipropilene. Cinghie di fissaggio in tessuto auto aderente con imbottitura confortevole. La regolazione è garantita da fibbie scorrevoli in plastazote.

L'appoggio a livello del polpaccio è imbottito per garantire il comfort d'uso.

POSIZIONAMENTO

Prima di inserire l'ortesi nella scarpa adattare la soletta alle dimensioni del piede ritagliandola con una forbice robusta.

Per un maggior comfort l'ortesi può essere adattata utilizzando una pistola ad aria calda o un asciugacapelli: l'aria calda scaldando il polipropilene consente di modellare il prodotto. Regolare la chiusura dell'ortesi con le apposite cinghie di fissaggio.

POSIZIONAMENTO

Per un corretto adattamento ed una buona comprensione del posizionamento dell'ortesi, consultare quanto riportato nel foglio illustrativo all'interno della confezione del prodotto o sul sito internet www.dualsanitaly.com nella sezione GIBAUD ORTHO.

**WALKER EQUALIZER®
TUTORE FISSO**

Misura calzatura	Taglia
da 37 a 40	1
da 40 a 43	2
da 43 a 45	3



A931020325

AFO

Misura calzatura	Taglia
da 33 a 36	1
da 37 a 40	2
da 41 a 44	3



A938844281



A938844382

CE

Dr. **GIBAUD**[®]

SCALDA LA VITA

**LINEA TERMOTERAPICA
ARTICOLI ELASTICI
IN LANA**

Una difettosa irrorazione sanguigna è alla base di sintomatologie dolorose. È il caso delle forme infiammatorie articolari, dei dolori muscolari, dei dolori intestinali dovuti a irritazione delle mucose, delle lesioni a sfondo reumatico. Inoltre,

l'esposizione al freddo, umidità, correnti d'aria provoca sbalzi di temperatura responsabili di fastidiose contratture muscolari. I segmenti in lana Dr. Gibaud sono indicati per la prevenzione delle affezioni reumatiche.

Questi prodotti sono confezionati con la massima cura impiegando solamente lana, cotone e morbidissimo filato elastico.

Rallentano lo scambio termico con l'ambiente esterno grazie alla particolare costruzione del tessuto elastico isolante.



LINEA TERMOTERAPICA: ARTICOLI ELASTICI IN LANA.

COMPOSIZIONE TESSILE (%)		LANA	COTONE	FIBRA DI GOMMA	POLIAMMIDE	ELASTAN	FIBRA ACRILICA
ARTICOLI	CINTURE						
	Normale cm 27 - cm 32	83	14	3			
	Leggera cm 24 - cm 32	83	13	4			
	Piuma cm 28	76	19	5			
	Supportflex cm 27 - cm 32	85	11	4			
	Ultracontenitiva cm 28	64	25	11			
	Camel cm 32	69	22	9			
Guaina donna cm 32	85	11	4				

Attenzione. È necessario scegliere accuratamente la taglia corrispondente alle vostre misure: la cintura aderirà perfettamente al corpo senza arrotolarsi.

MAGLIA - CINTURA	45	23			3	29
CANOTTIERA - CINTURA	45	23			3	29
BODY - CINTURA	45	23			3	29
BRACCIALI						
Camel	85		5	10		
Apertura comfort	60	18	7	15		
POLSINI LANA	76	21	3			
GINOCCHIERE						
Tubolare	83	11	6			
Biestensiva felpata camel	81			13	6	
Biestensiva lambswool camel	53			37	10	
COPRISPALLE: Maniche	78			22		
Pannello centrale	62			32	6	
CAVIGLIERE						
Calzino camel lana	80	12		5	3	

PER UNA MAGGIORE DURATA DEL PRODOTTO, È CONSIGLIABILE RISPETTARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

- ▶ Lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri.
- ▶ Sciacquare accuratamente.
- ▶ Non strizzare, ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna.
- ▶ Lasciare asciugare orizzontalmente.
- ▶ Non stirare.



**CINTURA NORMALE
CM 27 o 32**

INDICAZIONI: prevenzione delle affezioni reumatiche.

CARATTERISTICHE: particolarmente indicata per coloro che hanno bisogno di **molto calore** senza sentirsi né stringere né comprimere.

NORMALE - 0101 h. 27 cm

Circonferenza vita in cm	Taglia
da 61 a 75	A
da 76 a 90	B
da 91 a 105	C
da 106 a 120	D



A908220217

NORMALE - 0102 h. 32 cm

Circonferenza vita in cm	Taglia
da 61 a 75	K
da 76 a 90	L
da 91 a 105	M
da 106 a 120	N
da 121 a 140	P



A908220256



**CINTURA LEGGERA
CM 24 o 32
CINTURA PIUMA
CM 28**

INDICAZIONI: prevenzione delle affezioni reumatiche.

CARATTERISTICHE: la sua tessitura in lana **particolarmente leggera** e molto elastica consente di indossarla non solo d'inverno, ma durante tutto l'anno.

LEGGERA - 0103 h. 24 cm

Circonferenza vita in cm	Taglia
da 61 a 75	AE
da 76 a 90	BE
da 91 a 105	CE
da 106 a 120	DE



A908220306

LEGGERA - 0104 h. 32 cm

Circonferenza vita in cm	Taglia
da 61 a 75	KE
da 76 a 90	LE
da 91 a 105	ME
da 106 a 120	NE



A908220344

PIUMA - 0125 h. 28 cm

Circonferenza vita in cm	Taglia
da 61 a 75	E/1
da 76 a 90	E/2
da 91 a 105	E/3
da 106 a 120	E/4



A909758474



**CINTURA
ULTRACONTENITIVA CM 28**

INDICAZIONI: prevenzione delle affezioni reumatiche.

CARATTERISTICHE: caratterizzata da un alto grado di **contenzione** e da un gradevole effetto calore.

ULTRACONTENITIVA h. 28 cm

Circonferenza vita in cm	Taglia
da 63 a 71	A/2
da 72 a 80	A/3
da 81 a 89	A/4
da 90 a 99	A/5
da 100 a 109	A/6
da 110 a 119	A/7
da 120 a 130	A/8



A908220561



**CINTURA SUPPORTFLEX
CM 27 o 32**

INDICAZIONI: prevenzione delle affezioni reumatiche.

CARATTERISTICHE: il tessuto a trama molto fitta e la maggior sezione del filato di gomma, la rendono particolarmente indicata per coloro che hanno bisogno di molto calore, contenzione e **sostegno**.

SUPPORTFLEX - 0106 h. 27 cm

Circonferenza vita in cm	Taglia
da 61 a 75	R
da 76 a 90	S
da 91 a 105	T
da 106 a 120	U



A908220421

SUPPORTFLEX - 0107 h. 32 cm

Circonferenza vita in cm	Taglia
da 61 a 75	V
da 76 a 90	X
da 91 a 105	Y
da 106 a 120	Z



A908220460



**CINTURA CAMEL
CM 32**

INDICAZIONI: prevenzione delle affezioni reumatiche.

CARATTERISTICHE: particolarmente indicata per coloro che hanno bisogno di calore, ma soprattutto di **contenzione e sostegno**.

CAMEL - 0108 h. **32 cm**

Circonferenza vita in cm	Taglia
da 60 a 70	1
da 71 a 80	2
da 81 a 90	3
da 91 a 100	4
da 101 a 110	5



A908220508



**GUAINA DONNA
CM 32**

INDICAZIONI: prevenzione delle affezioni reumatiche.

CARATTERISTICHE: la guaina, grazie al suo particolare taglio, segue la **forma anatomica** del bacino femminile. Giarrettiere staccabili.

GUAINA - 0201 h. **32 cm**

Circonferenza vita in cm	Taglia
da 66 a 75	2
da 76 a 90	3
da 91 a 100	4
da 101 a 110	5
da 111 a 120	6



A908504032



**MAGLIA CINTURA UOMO
CANOTTIERA CINTURA
UOMO (Non sono dispositi-
vi medici)**

CARATTERISTICHE: anatomicamente modellate permettono una **perfetta aderenza**. La speciale lavorazione combinata tra le fibre elastiche e quelle in pura lana offre assoluta libertà di movimento e vestibilità oltre ad una gradevole sensazione di calore sulla pelle.

**MAGLIA - 0904
CINTURA**

Corrispondenza taglie abbigliamento	Taglia
46/48	3
48/50	4
50/52	5
52/54	6
54/56	7
56/58	8



A908670084

**CANOTTIERA - 0906
CINTURA**

Corrispondenza taglie abbigliamento	Taglia
46/48	3
48/50	4
50/52	5
52/54	6
54/56	7



A908492554



**BODY CINTURA DONNA
(Non è un dispositivo
medico)**

CARATTERISTICHE: anatomicamente modellato permette una **perfetta aderenza**. La speciale lavorazione combinata tra le fibre elastiche e quelle in pura lana offre assoluta libertà di movimento e vestibilità oltre ad una gradevole sensazione di calore sulla pelle. Scollo a "V", spallina larga, giarrettiere staccabili e regolabili.

**BODY
CINTURA - 0907**

Corrispondenza taglie abbigliamento	Taglia
40/42	2
44/46	3
48/50	4
50/52	5
52/54	6



A908447182



BRACCIALE CAMEL

INDICAZIONI: prevenzione delle affezioni reumatiche.

CARATTERISTICHE: il tessuto a maglia molto caldo, ma soprattutto **morbido** e di particolare elasticità, consente di produrre il bracciale in un'unica taglia.

BRACCIALE - 0302 CAMEL

Taglia unica



A908480953



BRACCIALE APERTURA COMFORT

INDICAZIONI: prevenzione delle affezioni reumatiche.

CARATTERISTICHE: il tessuto a **maglia monoestensiva** e la forma anatomica con apertura all'interno del braccio, consentono una perfetta aderenza del segmento al braccio ed una leggera contenzione.

BRACCIALE APERTURA COMFORT - 0301

Giro Gomito in cm	Taglia
sopra il gomito da 25 a 28 sotto il gomito da 23 a 25	1
sopra il gomito da 29 a 32 sotto il gomito da 26 a 29	2
sopra il gomito da 33 a 36 sotto il gomito da 30 a 33	3



A908160118



POLSINO LANA (Non è un dispositivo medico)

CARATTERISTICHE: questo polsino è confezionato con la massima cura impiegando solamente lana, cotone e morbidissimo filato elastico.

POLSINO LANA - 0701

Circonf. polso in cm	Taglia
da 14 a 16	1
da 17 a 20	2
da 21 a 25	3
da 26 a 30	4

Confezione paio



A908841822



COPRISPALLE ANATOMICO

INDICAZIONI: prevenzione delle affezioni reumatiche.

CARATTERISTICHE: la sua forma anatomica ed il pannello centrale in maglia elasticizzata nelle due direzioni (orizzontale e verticale) consentono la massima aderenza e vestibilità.

COPRISPALLE ANATOMICO - 0402

Distanza tra le spalle sotto le ascelle in cm	Taglia
da 35 a 45	2
da 45 a 55	3
da 55 a 65	4
da 65 a 75	5
da 75 a 85	6



A903184606



CAVIGLIERA CALZINO CAMEL LANA

INDICAZIONI: prevenzione delle affezioni reumatiche.

CARATTERISTICHE: il caldo tessuto a maglia e la sua forma anatomica consentono una contenzione calibrata.

CAVIGLIERA CALZINO CAMEL LANA - 0602

Circonferenza caviglia misurata passando sui malleoli in cm	Taglia
da 19 a 21	1
da 21 a 23	2
da 23 a 25	3
da 25 a 27	4



A908189018



GINOCCHIERA TUBOLARE

INDICAZIONI: prevenzione delle affezioni reumatiche.

CARATTERISTICHE: la particolarità del tessuto con trama e ordito offre molto calore senza contenzione.

GINOCCHIERA TUBOLARE - 0501

Misura sopra il ginocchio in cm	Taglia
da 25 a 30	0
da 31 a 36	1
da 37 a 42	2
da 43 a 48	3
da 49 a 54	4



A908480837



GINOCCHIERA BIESTENSIVA LAMBSWOOL CAMEL

INDICAZIONI: prevenzione delle affezioni reumatiche.

CARATTERISTICHE: la particolarità del tessuto a maglia leggero ed estensibile nelle due direzioni (orizzontale e verticale) consente una perfetta aderenza all'articolazione del ginocchio, anche in presenza di continui movimenti. La leggerezza del tessuto ed il colore camel consentono di indossare la ginocchiera senza farla notare.

GINOCCHIERA - 0502 BIESTENSIVA LAMBSWOOL CAMEL

Misura al centro del ginocchio in cm	Taglia
da 30 a 35	1
da 36 a 39	2
da 40 a 44	3
da 45 a 49	4
da 50 a 53	5



A908480926

GINOCCHIERA BIESTENSIVA FELPATA CAMEL

INDICAZIONI: prevenzione delle affezioni reumatiche.

CARATTERISTICHE: la particolarità del tessuto estensibile nelle due direzioni consente un'ottima aderenza all'articolazione del ginocchio, anche in presenza di continui movimenti. Internamente è tessuta a maglia felpata per renderla più morbida e confortevole.

GINOCCHIERA BIESTENSIVA FELPATA CAMEL - 0505

Misura al centro del ginocchio in cm	Taglia
da 30 a 35	1
da 36 a 39	2
da 40 a 44	3
da 45 a 49	4
da 50 a 53	5



A908480888

CE

Dr. GIBAUD®

SOSTIENE L'AZIONE

**LINEA CONTENZIONE
ARTICOLI ELASTICI
IN COTONE**

La particolare tessitura e composizione di questi segmenti assicura la giusta compressione/

contenzione articolare e muscolare pur consentendo la mobilità in tutti i suoi aspetti. Per ottenere il migliore risultato dal prodotto Dr. Gibaud è importante seguire le indicazioni, prendere le misure esatte della persona e attenersi alla relativa tabella.




LINEA CONTENZIONE: ARTICOLI ELASTICI IN COTONE.

COMPOSIZIONE TESSILE (%)		COTONE	VISCOSA	FIBRA DI GOMMA	POLIAMMIDE	POLIESTERE	ELASTAN
ARTICOLI	CINTURE						
	Fascia elastica post-operatoria	46	33	21			
	Cintura post-operatoria steccata	49	31	20			
	Post-operatoria leggera			31		69	
	POLSINI						
	Cotone paio	45	34	21			
	Righe beige	89		11			
	GINOCCHIERE						
	Sportiva Camel	50	21	14	11		4
	Cotone sottile	70			16		14
CAVIGLIERE							
Incrociata	45	34	21				
Calzino Camel	75			13		12	
Calzino sottile	59			16		25	

**PER UNA MAGGIORE DURATA DEL PRODOTTO,
È CONSIGLIABILE RISPETTARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI
DI LAVAGGIO:**

- ▶ Lavare a mano in acqua tiepida a 30°C con sapone o detersivo neutri.
- ▶ Sciacquare accuratamente.
- ▶ Non strizzare, ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna.
- ▶ Lasciare asciugare orizzontalmente.
- ▶ Non stirare.



CINTURA POST-OPERATORIA STECCATA

INDICAZIONI

- Fase post-operatoria in caso di interventi chirurgici, fase post-partum.
- Contenzione leggera della parete addominale (in assenza di obesità).

CARATTERISTICHE: realizzata in tessuto elastico questa cintura è dotata di chiusura a strappo per consentire una perfetta aderenza e mantenere in loco le eventuali medicazioni. Non scivola e non si arrotola grazie alla presenza di due stecche posteriori.

CINTURA POST-OPER. STECCATA - 0130

Circonferenza vita in cm	Taglia
da 60 a 65	1
da 65 a 75	2
da 75 a 85	3
da 85 a 95	4
da 95 a 105	5
da 105 a 115	6
da 115 a 125	7



A939325472



POST-OPERATORIA LEGGERA

INDICAZIONI

- Fase post operatoria in caso di interventi chirurgici leggeri.
- Fase post partum.

CARATTERISTICHE: realizzata in tessuto elastico questa cintura è dotata di chiusura a strappo per consentire una corretta aderenza.

Non scivola e non si arrotola.

POST-OPERATORIA LEGGERA - 0124

Circonferenza vita in cm	Taglia
da 65 a 75	1
da 75 a 85	2
da 85 a 95	3
da 95 a 105	4
da 105 a 115	5
da 115 a 125	6



A909492338

POLSINO PAIO COTONE

INDICAZIONI

- Postumi di eventi traumatici.
- Lavori pesanti.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi in fase acuta.

CARATTERISTICHE: propriocezione: contribuisce a mantenere la percezione del polso nello spazio. È indicato per lo sport e l'attività fisica in generale.

POLSINO PAIO COTONE - 0702

Circonf. polso in cm	Taglia
da 14 a 15	1
da 16 a 17	2
da 18 a 19	3
da 20 a 22	4
da 23 a 26	5



A908841861

FASCIA ELASTICA POST-OPERATORIA

INDICAZIONI

- Fase post chirurgica.
- Fase post partum.
- Rilassamento dei tessuti addominali.

CARATTERISTICHE: dotata di chiusura a strappo per consentire una corretta aderenza. Non scivola e non si arrotola.

FASCIA ELASTICA POST-OPERATORIA - 0116

Circonferenza vita in cm	Taglia
da 60 a 65	1
da 65 a 75	2
da 75 a 85	3
da 85 a 95	4
da 95 a 105	5
da 105 a 115	6
da 115 a 125	7



A908419120



POLSINO RIGHE BEIGE

INDICAZIONI

- Postumi di eventi traumatici.
- Lavori pesanti.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi in fase acuta.

CARATTERISTICHE: propriocezione: contribuisce a mantenere la percezione del polso nello spazio. È indicato per lo sport e l'attività fisica in generale. Chiusura a strappo.

POLSINO RIGHE BEIGE - 0704	h.	6 cm
Circonf. polso in cm	Taglia	
da 15 a 19	0	
da 20 a 24	1	
da 25 a 29	2	
da 30 a 34	3	



A 908478062

POLSINO RIGHE BEIGE - 0705	h.	8 cm
Circonf. polso in cm	Taglia	
da 15 a 19	0	
da 20 a 24	1	
da 25 a 29	2	
da 30 a 34	3	



A 908621485



**GINOCCHIERA SPORTIVA CAMEL
GINOCCHIERA COTONE SOTTILE**

INDICAZIONI

- Distorsioni di lieve entità: 1° grado.
- Postumi di eventi traumatici.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi in fase acuta.

CARATTERISTICHE: propriocezione: contribuisce a mantenere la percezione del ginocchio nello spazio.

GINOCCHIERA SPORTIVA CAMEL - 0504	
Circonferenza ginocchio in cm	Taglia
da 30 a 35	1
da 36 a 39	2
da 40 a 44	3
da 45 a 49	4
da 50 a 53	5



A 908480787

GINOCCHIERA COTONE SOTTILE - 0513	
Circonferenza ginocchio in cm	Taglia
da 30 a 35	1
da 36 a 39	2
da 40 a 44	3
da 45 a 49	4



A 908621295



CAVIGLIERA INCROCIATA

INDICAZIONI

- Distorsioni di lieve entità: 1° grado.
- Lassità cronica dei legamenti.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi in fase acuta.

CARATTERISTICHE: propriocezione: contribuisce a mantenere la percezione della caviglia nello spazio.

CAVIGLIERA INCROCIATA - 0605	
Media fra giro caviglia e circonferenza del piede in cm	Taglia
da 19 a 20	2
da 20 a 21	4
da 21 a 22	6
da 22 a 23	8
da 23 a 24	10
da 24 a 25	12

Confezione paio



A 908188903



**CAVIGLIERA CALZINO COTONE CAMEL
CAVIGLIERA CALZINO SOTTILE**

INDICAZIONI

- Distorsioni di lieve entità: 1° grado.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi in fase acuta.

CARATTERISTICHE: propriocezione: contribuisce a mantenere la percezione della caviglia nello spazio.

CAVIGLIERA CALZINO COTONE CAMEL - 0603	
Circonferenza caviglia misurata sui malleoli in cm	Taglia
da 19 a 21	1
da 21 a 23	2
da 23 a 25	3
da 25 a 27	4



A 908188966

CAVIGLIERA CALZINO SOTTILE - 0612	
Circonferenza caviglia misurata sui malleoli in cm	Taglia
da 19 a 21	1
da 21 a 23	2
da 23 a 25	3
da 25 a 27	4
da 27 a 29	5



A 908494444

GIBAUD

CE



PROTEGGE IL TUO MOVIMENTO

LINEA SPORT ARTICOLI ELASTICI PER LO SPORT

Questa linea di prodotti, studiata specificatamente per chi

pratica attività sportiva, offre contenzione e protezione lasciando tuttavia la giusta libertà di movimento. La speciale composizione tessile conferisce ai prodotti particolari caratteristiche di elasticità e leggerezza.



GIBAUD

LINEA SPORT: ARTICOLI ELASTICI PER LO SPORT.

ARTICOLI	COMPOSIZIONE TESSILE (%)					
	COTONE	FIBRA DI GOMMA	POLIESTERE	POLIAMMIDE	VISCOZA	ELASTAN
CINTURA	16	20			64	
BRACCIALE ELASTICO		38		62		
BRACCIALE TENNIS ELBOW						
- INTERNO	80		20			
- CINGHIA			100			
- PELOTA: EVA (ETIL VINIL ACETATO)						
POLSIERA						
- ESTERNO		29	71			
- INTERNO	80			20		
POLSINO RIGHE COLORATE	89	11				
COSCIALE ELASTICO		38		62		
GINOCCHIERA ELASTICA		38		62		
GINOCCHIERA SPORTIVA BLU	60	14		10	16	
CAVIGLIERA CALZINO BLU	75			13		12

**PER UNA MAGGIORE DURATA DEL PRODOTTO,
È CONSIGLIABILE RISPETTARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI
DI LAVAGGIO:**

- ▶ Lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri.
- ▶ Sciacquare accuratamente.
- ▶ Non strizzare, ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna.
- ▶ Lasciare asciugare orrizzontalmente.
- ▶ Non stirare.



CINTURA - 0117

INDICAZIONI

● Sostegno e contenzione.
CARATTERISTICHE: consente la massima libertà di movimento a chi esercita attività fisica per sport o per lavoro.

CINTURA

Circonferenza vita in cm	Taglia
da 70 a 85	1
da 85 a 100	2
da 100 a 115	3
da 115 a 125	4



A908480635



POLSIERA - 0707

INDICAZIONI

Postumi di fratture e distorsioni, lavori pesanti, utilizzo di utensili che trasmettono costanti vibrazioni (es. perforatore), durante l'attività sportiva (mountain bike, motocross, tiro con l'arco, pallacanestro, pallavolo, sollevamento pesi, tennis, ecc.).

CARATTERISTICHE: stabilizzazione del polso garantita dalla chiusura regolabile della polsiera. La regolazione tramite la cinghia permette di aumentare l'intensità di chiusura a seconda del tipo di attività da svolgere. Il comfort è assicurato da una morbida imbottitura.

POLSIERA

Circonferenza polso in cm	Taglia
da 14 a 16	1
da 17 a 19	2
da 20 a 22	3



A939982676



BRACCIALE TENNIS ELBOW - 0314

INDICAZIONI

● Dolori muscolari o tendinei
 ● Postumi di traumi
 ● Prevenzione dalle recidive durante l'attività lavorativa, sportiva o quotidiana.

CARATTERISTICHE: la chiusura a strappo permette di ottenere una corretta regolazione del presidio.

BRACCIALE TENNIS ELBOW

Taglia unica



A930057601



BRACCIALE ELASTICO - 0304

INDICAZIONI

● Favorisce la propriocezione dell'articolazione.

CONTROINDICAZIONI

● Traumi in fase acuta.

CARATTERISTICHE: propriocezione: contribuisce a mantenere la percezione del gomito nello spazio.

BRACCIALE ELASTICO

Circonferenza gomito in cm	Taglia
da 22 a 26	1
da 26 a 32	2
da 32 a 35	3



A908480698



POLSINO RIGHE COLORATE

INDICAZIONI

● Postumi di eventi traumatici.
 ● Lavori pesanti.

CONTROINDICAZIONI

● Traumi in fase acuta.

CARATTERISTICHE: propriocezione: contribuisce a mantenere la percezione del polso nello spazio. Sono indicati per lo sport e l'attività fisica in generale.

Circonf. polso in cm	Taglia
da 15 a 19	0
da 20 a 24	1
da 25 a 29	2
da 30 a 34	3



A903568121

Circonf. polso in cm	Taglia
da 15 a 19	0
da 20 a 24	1
da 25 a 29	2
da 30 a 34	3



A903568160

LINEA SPORT: ARTICOLI ELASTICI PER LO SPORT.



GINOCCHIERA ELASTICA 0506

INDICAZIONI

- Favorisce la propriocezione articolare a seguito di lievi distorsioni.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi in fase acuta.

CARATTERISTICHE: propriocezione: contribuisce a mantenere la percezione del ginocchio nello spazio.

GINOCCHIERA ELASTICA

Circonferenza ginocchio in cm	Taglia
da 31 a 38	1
da 38 a 45	2
da 45 a 48	3
da 48 a 52	4



A908481070



COSCIALE ELASTICO - 1301

INDICAZIONI

- Stiramenti muscolari di lieve entità.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi in fase acuta.

CARATTERISTICHE: compressione muscolare.

COSCIALE ELASTICO

Circonferenza coscia in cm	Taglia
da 37 a 43	1
da 43 a 50	2
da 50 a 55	3
da 55 a 60	4



A908480712



CAVIGLIERA CALZINO BLU - 0603

INDICAZIONI

- Distorsioni di lieve entità: 1° grado.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi in fase acuta.

CARATTERISTICHE: propriocezione: contribuisce a mantenere la percezione della caviglia nello spazio.

CAVIGLIERA CALZINO BLU - 0603

Circonferenza caviglia misurata sui malleoli in cm	Taglia
da 19 a 21	1
da 21 a 23	2
da 23 a 25	3
da 25 a 27	4



A903568261



GINOCCHIERA SPORTIVA BLU - 0516

INDICAZIONI

- Distorsioni di lieve entità: 1° grado.

- Postumi di eventi traumatici.

CONTROINDICAZIONI

- Traumi in fase acuta.

CARATTERISTICHE: propriocezione: contribuisce a mantenere la percezione del ginocchio nello spazio.

GINOCCHIERA SPORTIVA BLU - 0516

Circonferenza ginocchio in cm	Taglia
da 30 a 35	1
da 36 a 39	2
da 40 a 44	3
da 45 a 49	4
da 50 a 53	5



A903568083

CE

DUALSAN[®]

GAMBALETTI E MONOCOLLANT TERAPEUTICI



LINEA DUAL SAN: GAMBALETTI E MONOCOLLANT TERAPEUTICI.

COMPOSIZIONE TESSILE (%)		POLIAMMIDE	ELASTAN	COTONE
ARTICOLI	GAMBALETTO TERAPEUTICO A COMPRESSIONE DECRESCENTE KKL I PUNTA APERTA	56	26	18
	GAMBALETTO TERAPEUTICO A COMPRESSIONE DECRESCENTE KKL2 PUNTA APERTA	51	30	19
	GAMBALETTO TERAPEUTICO IN MICROFIBRA A COMPRESSIONE DECRESCENTE KKL I - PUNTA CHIUSA	74	26	
	MONOCOLLANT TERAPEUTICO A COMPRESSIONE DECRESCENTE KKL I	56	26	18
	MONOCOLLANT TERAPEUTICO A COMPRESSIONE DECRESCENTE KKL2	51	30	19

**PER UNA MAGGIORE DURATA DEL PRODOTTO,
È CONSIGLIABILE RISPETTARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI
DI LAVAGGIO:**

- ▶ Lavare spesso, meglio se quotidianamente.
- ▶ Lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri.
- ▶ Sciacquare bene, non strizzare ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna.
- ▶ Lasciare asciugare orizzontalmente.
- ▶ Non stirare.

DUAL
SANITALLY



GAMBALETTO TERAPEUTICO A COMPRESIONE DECRESCENTE KKL1 - PUNTA APERTA

2408 - CONFEZIONE: PAIO

INDICAZIONI:

- Profilassi delle varici e delle trombosi varicose.
- Teleangectasia.
- Varicosi associata alla gravidanza.

Valore di compressione misurato alla caviglia: 15/21 (mmHg)



A902299142

GAMBALETTO TERAPEUTICO A COMPRESIONE DECRESCENTE KKL2 - PUNTA APERTA

2409 - CONFEZIONE: PAIO

INDICAZIONI:

- Insufficienza valvolare delle vene profonde.
- Tromboflebiti.
- Stasi venose.
- Ulcere varicose.
- Dopo trattamento chirurgico o terapia sclerosante.

Valore di compressione misurato alla caviglia: 23/32 (mmHg)



A902299193

GAMBALETTO TERAP. A COMPRESS. DECRESC.

Circonferenza caviglia		Taglia
polpaccio	caviglia	
30-33	19-21	1
33-38	22-24	2
38-42	25-27	3
42-45	28-29	4
45-48	30-31	5



GAMBALETTO TERAPEUTICO IN MICROFIBRA A COMPRESIONE DECRESCENTE KKL1 - PUNTA CHIUSA

2410 - CONFEZIONE: PAIO

INDICAZIONI:

- Profilassi delle varici e delle trombosi varicose.
- Teleangectasia.
- Varicose associate alla gravidanza.

Valore di compressione misurato alla caviglia: 15/21 (mmHg)

CONTROINDICAZIONI

- Gravi disfunzioni della circolazione arteriosa.
- Ipersensibilità o allergia nei confronti della composizione tessile.

CARATTERISTICHE:

Gambaletto punta chiusa. Disegno anatomico. Tallone elasticizzato. Colore: nero. Filato a colorazione ipoallergenica.

POSIZIONAMENTO

Indossare il gambaletto sulla gamba asciutta e leggermente cosparsa di talco. Tendere il gambaletto con le mani e posizionarlo avendo cura di coprire perfettamente il tallone. Accompagnare il gambaletto senza tendere il tessuto lungo il polpaccio. Il posizionamento è corretto se il prodotto arriva sotto il ginocchio.

GAMBALETTO KKL1 PUNTA CHIUSA NERO



A939434181

GAMBALETTO TERAP. A COMPRESS. DECRESC.

Circonferenza caviglia		Taglia
polpaccio	caviglia	
30-33	19-21	1
33-38	22-24	2
38-42	25-27	3
42-45	28-29	4
45-48	30-31	5



MONOCOLLANT TERAPEUTICO A COMPRESSIONE DECRESCENTE

Circonferenza coscia misurata 5 cm sotto la piega inguinale	Taglia
da 44 a 48	1
da 48 a 54	2
da 54 a 60	3
da 60 a 64	4

Circonferenza polpaccio nel punto massimo	Taglia
da 30 a 33	1
da 33 a 38	2
da 38 a 42	3
da 42 a 45	4

Circonferenza caviglia nel punto minimo	Taglia
da 19 a 21	1
da 22 a 24	2
da 25 a 27	3
da 28 a 29	4

MONOCOLLANT TERAPEUTICO A COMPRESSIONE DECRESCENTE KKL1 2515 DX – 2516 SX

INDICAZIONI:

- Pesantezza e senso di fatica delle gambe.
- Varicosi lievi.
- Teleangectasie.
- Profilassi delle varici e delle trombosi varicose.
- Varicosi associata alla gravidanza.

Valore di compressione misurato alla caviglia: 15/21 (mmHg)



A904336450

MONOCOLLANT TERAPEUTICO A COMPRESSIONE DECRESCENTE KKL2 2517 DX – 2518 SX

INDICAZIONI:

- Varici marcate con tendenza all'edema.
- Insufficienza venosa.
- Ulcere varicose.
- Dopo tromboflebiti superficiali.
- Varici importanti in gravidanza.
- Edemi post-traumatici.
- Dopo la rimozione del gesso.

Valore di compressione misurato alla caviglia: 23/32 (mmHg).



A904336536

CONTROINDICAZIONI

- Arti deformi.
- Arteriopatie gravi.
- Dermatiti.
- Dermatosi.
- Ipersensibilità o allergia nei confronti della composizione tessile.

CARATTERISTICHE:

Monocollant senza punta. Colore: beige. Filato a colorazione ipoallergenica.

POSIZIONAMENTO

Indossare il monocollant al mattino sulla gamba asciutta e leggermente cosparsa di talco. Tendere il monocollant con le mani per favorire l'introduzione del piede e posizionarlo avendo cura di coprire perfettamente il tallone.

Accompagnare il monocollant sino alla coscia.

Allacciare in vita la cintura con chiusura a strappo.

WAL INITALY

CE

DUALSAN[®]

**LINEA CONTENITIVA
INDUMENTI ELASTICIZZATI**

La speciale linea di indumenti elasticizzati DUAL SAN è stata studiata scientificamente per ottenere una particolare azione di contenimento che assicura il massimo benessere.

I suoi tessuti elastici sono realizzati secondo le più aggiornate tecniche di fabbricazione. Ecco perché, oltre ad essere perfettamente funzionali, offrono benefici effetti di praticità e comfort. L'alta qualità degli elastomeri consente l'azione contenitiva nonostante il tessuto sia sottilissimo; questo garantisce la massima libertà di movimento.



LINEA DUAL SAN CONTENITIVA: INDUMENTI ELASTICIZZATI.

COMPOSIZIONE TESSILE (%)		COTONE	ELASTAN
ARTICOLI	Slip uomo contenitivo	88	12
	Slip uomo sospensorio	88	12
	Mutandina donna contenitiva	88	12
	Mutandina donna periodica	89	11

**PER UNA MAGGIORE DURATA DEL PRODOTTO,
È CONSIGLIABILE RISPETTARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI
DI LAVAGGIO:**

- ▶ Lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri.
- ▶ Sciacquare bene, non strizzare ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna.
- ▶ Lasciare asciugare orizzontalmente.
- ▶ Non stirare.



**SLIP UOMO
CONTENITIVO - 2793**

INDICAZIONI

- Sventramenti, abbassamenti e rilassamenti della parete addominale.
- A seguito di interventi chirurgici.

CONTROINDICAZIONI

- Orchiti
- Idrocele
- Lesioni neoplastiche al testicolo

CARATTERISTICHE: dotato di apertura anteriore che consente di non interrompere la necessaria azione di sostegno. Fornito di due tasche interne per l'eventuale introduzione degli appositi cuscinetti (pelote). I due tiranti anteriori, in doppio tessuto poliestensivo, regolano il grado di compressione.



**SLIP UOMO
SOSPENSORIO - 2794**

INDICAZIONI

- Varicocele, anche in corso di attività sportive.

CONTROINDICAZIONI

- Idrocele.
- Versamenti endoscrotali.

CARATTERISTICHE: sostiene lo scroto in modo corretto, calibrato e confortevole.

**SLIP UOMO
CONTENITIVO**

Circonferenza bacino in cm	Taglia
78/86	1
84/92	2
90/98	3
96/106	4
102/112	5
108/120	6

Colore: bianco.



A908620899

**SLIP UOMO
SOSPENSORIO**

Corrispondenza taglie abbigliamento	Taglia
42	1
44	2
46-48	3
48-50	4
50-52	5
52-54	6
54-56	7
56-58	8

Colore bianco.



A900974155

LINEA DUAL SAN CONTENITIVA: INDUMENTI ELASTICIZZATI.



**MUTANDINA DONNA
CONTENITIVA ALTA - 2792**

INDICAZIONI

- Sventramenti, abbassamenti e rilassamenti della parete addominale.
- A seguito di interventi chirurgici.

CONTROINDICAZIONI

- Gravidanza.
- Versamento peritoneale.
- Quando si debbano evitare compressione dei visceri addominali.

CARATTERISTICHE: dotata di tassello e pattina anteriore.

**MUTANDINA DONNA
CONTENITIVA ALTA**

Circonferenza bacino in cm	Taglia
89-99	3
96-106	4
103-113	5
111-121	6
119-129	7
127-137	8

Colore: bianco.



A904693227



**MUTANDINA DONNA
PERIODICA - 2795
(Non è un dispositivo medico)**

INDICAZIONI

- Ciclo mestruale.
- Incontinenza urinaria.

CONTROINDICAZIONI

- Vaginiti.

CARATTERISTICHE: svolge un'azione contemporanea di contenimento e protezione.

**MUTANDINA DONNA
PERIODICA**

Corrispondenza taglie abbigliamento	Taglia
40-42	1
42-44	2
44-46	3
46-48	4
48-50	5

Colore: nero.



A908509437

QUALITÀ
SANITARIA

CE

DUALSAN[®]

LINEA DISPOSITIVI MEDICI





BASTONI CANADESI IN LEGA LEGGERA - 5312

ISTRUZIONI PER L'USO

- **Peso massimo del paziente:** 130 kg.
- **Regolazione della stampella:** la regolazione deve essere effettuata in funzione della statura del paziente e dipende dal comfort e dalla mobilità del paziente stesso.



A901476844

PUNTALI DI RICAMBIO - 5313

Confezione: paio



A902513163



BASTONE DA PASSEGGIO IN LEGA LEGGERA - 5314

- Bastone da passeggio in lega leggera registrabile.
- Funzione primaria: facilitare il mantenimento dell'equilibrio e una posizione del busto più corretta, fornendo un punto d'appoggio al suolo.
- **Peso massimo del paziente:** 130 kg.
- **Regolazione dell'altezza:** la regolazione deve essere effettuata in funzione della statura del paziente e dipende dal comfort, dalla mobilità del paziente stesso.

1 - Disinserire la molla di bloccaggio.

2 - Regolare l'altezza sfilando i tubi e portandoli in corrispondenza dei fori.

3 - Riposizionare la molla di bloccaggio.



A938275916



TRIPODE IN LEGA LEGGERA - 5315

- Tripode con base in lega leggera regolabile in altezza, con impugnatura anatomica antiscivolo.
- Funzione primaria: facilitare la posizione eretta e il cammino allargando la base d'appoggio, assicurando stabilità ed equilibrio maggiori.

Non indicato per pazienti affetti da gravi patologie motorie.

- **Peso massimo del paziente:** 100 kg.
- Per garantire la funzione di stabilità il paziente dovrà camminare a passi brevi, di modo che il tripode sarà in appoggio su tutti e tre i piedi, in particolare sui gradini delle scale. Fare attenzione alle superfici bagnate, sdruciolevoli o inclinate.



A938275892



SCARPA COPRIGESSO - 5330

In similpelle con chiusura a strappo.

SCARPA COPRIGESSO

Misura	Taglia
39-40	1
41-42	2
43-44	3
45-46	4

Colore: nero.



A902026448

DURA SANTITÀ



GEHWOL è una gamma completa di prodotti speciali per la cosmesi del piede. Quasi tutti i preparati Gehwol contengono oli eterei naturali di rosmarino, lavanda, timo, eucalipto e altri componenti aromatici in forte concentrazione. Questo offre un importante vantaggio: gli oli essenziali, infatti, vengono facilmente assorbiti dalla pelle. Il risultato? Piedi alla giusta temperatura e in buona salute. E l'azione degli oli essenziali è molto efficace anche contro il cattivo odore.

Gehwol affronta e previene i problemi più comuni dei piedi:

- ▶ stanchezza dei piedi e delle gambe;

- ▶ sudorazione e cattivo odore;
- ▶ piedi freddi;
- ▶ piedi disidratati;
- ▶ affaticamento dei piedi.

L'attuale gamma dei prodotti Gehwol nasce dunque grazie a un'esperienza che dura da più di un secolo. Una solida tradizione per preparati cosmetici messi a punto sulla base di approfonditi studi da parte di chimici e biologi. Un impegno di ricerca con una costante: l'impiego di mezzi di cura assolutamente naturali.



BALSAMO PELLE NORMALE 5623

Contiene oli naturali di jojoba, mentolo, lavanda, rosmarino e aloe vera.

INDICAZIONI

- Tonicante.
- Rinfrescante.
- Ammorbidente.



A 906953548



BALSAMO PELLE SECCA E FRAGILE - 5624

Contiene oli naturali di avocado, mentolo, lavanda, rosmarino e aloe vera.

INDICAZIONI

- Idratante.
- Ammorbidente.
- Tonicante.
- Rinfrescante.



A 906953575



BALSAMO PER GAMBE 5602

Contiene estratti di ippocastano (allantoina), camomilla (bisabololo, azulene e pantenolo), amamelide e menta.

INDICAZIONI

- Tonicante.
- Idratante.
- Dermo attivo.



A 901730325



CREMA ANTISCREPOLATURE 5604

Contiene oli naturali di eucalipto, rosmarino, timo, lavanda e mentolo, estratti di camomilla (pantenolo, bisabololo), ossido di zinco e canfora.

INDICAZIONI

- Idratante.
- Ammorbidente.



A 901730313



BALSAMO RINFRESCANTE 5617

Contiene oli naturali di menta piperita e mentolo.

INDICAZIONI

- Rinfrescante.
- Idratante.
- Ammorbidente.



A 908621194



CREMA EXTRA - 5620

Contiene oli naturali di eucalipto, lavanda, rosmarino, timo, mentolo e canfora.

INDICAZIONI

- Riduce la sudorazione del piede.
- Protettivo.
- Deodorante.



A 900748486



CREMA FUSSKREM - 5619

Contiene oli naturali di eucalipto, lavanda, rosmarino, timo, mentolo e canfora.

INDICAZIONI

- Tonicante.



A 900748462



BALSAMO RISCALDANTE 5625

Contiene canfora, estratti di alghe, paprica, zenzero e oli essenziali di rosmarino e lavanda.

INDICAZIONI

- Contro i piedi freddi.
- Emolliente.



A 904682984



DEODORANTE SPRAY - 5605

Contiene oli naturali di rosmarino, eucalipto, lavanda, pino, menta, estratti di camomilla (pantenolo, bisabololo) ed estratti di ippocastano (allantoina).

INDICAZIONI

- Deodorante.
- Rinfrescante.



A908442320



POLVERE PER I PIEDI - 5618

Contiene ossido di zinco, oli naturali di eucalipto e rosmarino.

INDICAZIONI

- Assorbente.
- Deodorante.



A908620812



CREMA LIPIDRO - 5626

Contiene olio di olivello spinoso, olio di avocado, urea ed estratto di alghe. Ideale per le pelli molto secche.

INDICAZIONI

- Idratante.
- Riequilibrante.



A904456579



AMMORBIDENTE PER UNGHIE 5616

Contiene estratto di camomilla (bisabololo).

INDICAZIONI

- Ammorbidente.



A908620800



DEO-SPRAY PER CALZATURE - 5635

Contiene zinco ricinoleato.

INDICAZIONI

- Deodorante (50 ml e 150 ml).



A933691216



A930646765



CREMA PROTETTIVA PER UNGHIE E PELLE - 5630

Contiene olio di germe di grano, pantenolo e bisabololo.

INDICAZIONI

- Protegge le unghie e la pelle del piede.



A900039506



OLIO PROTETTIVO PER UNGHIE E PELLE - 5631

Contiene olio di germe di grano, pantenolo e bisabololo.

INDICAZIONI

- Protegge le unghie e la pelle del piede.



A900039595



CREMA DEODORANTE 5622

Contiene oli naturali di manuka, di jojoba, aloe vera e ossido di zinco. Adatta a pelli sensibili.

INDICAZIONI

- Deodorante.
- Idratante.



A901359644



PEDILUVIO - 5621

Contiene oli naturali di lavanda, rosmarino e timo.

INDICAZIONI

- Ammorbidente.
- Detergente.



A900764325



CREMA MANI - 5629

Contiene aloe vera, olio di jojoba, amido di tapioca, urea, bisabololo, pantenolo.

INDICAZIONI

- Cura intensiva e protezione delle mani stressate e secche.



A931850349



ANELLI PER POLPASTRELLI - PARADURONI - 5608

Proteggono dallo sfregamento della calzatura.

In morbido feltro, gli anelli rotondi sono foderati con uno speciale cerotto dermocompatibile. Applicare attorno ai punti doloranti.

Confezione da 6 pezzi.



A908442371



CEROTTO PROTETTIVO 5609

Protegge da pressione e sfregamento.

Morbido cerotto felpato.

Confezione da 4 pezzi.



A908442383



ANELLI PER DITA OVALI - PARACALLI OVALI - 5606

Contro i dolori da pressione sui calli.

In morbido feltro, gli anelli ovali sono foderati con uno speciale cerotto dermocompatibile. Applicare attorno ai punti doloranti.

Confezione da 9 pezzi.



A908442332



ANELLI PER DITA ROTONDI - PARACALLI ROTONDI - 5607

Contro i dolori da pressione sui calli.

In morbido feltro, gli anelli rotondi sono foderati con uno speciale cerotto dermocompatibile. Applicare attorno ai punti doloranti.

Confezione da 9 pezzi.



A908442344



PARACALLI MOLLI - 5610

Proteggono dai dolori causati dalla pressione.

In morbido tessuto moleskin, attutiscono il dolore causato dalla pressione della calzatura su nodi tendinei, calli e calli formati tra le dita.

Confezione da 9 pezzi.



A908442395



SPUGNETTA PER CALLI E DURONI - 5612

Spugnetta minerale porosa per eliminare calli, duroni e callosità.



A908442419



PROTEGGIDITA TUBOLARE - 5701

Gel polimerico flessibile in fine tessuto altamente elastico allevia e distribuisce in maniera uniforme la pressione, ad esempio in presenza di verruche o calli.

Disponibile in 3 taglie: small, medium, large.

Confezione: 2 pezzi



A938225366



CAPPUCCIO PROTEGGI DITA G - 5702

Morbido cappuccio che protegge la pelle, in gel polimerico ad alta elasticità.

In presenza di calli tra le dita e problemi del solco ungueale e della punta delle dita.

Disponibile in due taglie: small e medium.

Confezione: 2 pezzi



A938225036



SEPARADITA - 5703

Morbido cuscinetto che non irrita la pelle in gel polimerico ad alta elasticità.

Protezione piacevolmente adattabile per dita troppo vicine l'una all'altra.

Protegge da ferite da sfregamento e da irritazioni della pelle.

Dà sollievo ai calli tra le dita. Disponibile in due taglie: small e large.

Confezione: 3 pezzi



A938225051



ANELLO CORRETTORE G - 5704

Allevia i tipici disturbi causati dalle dita a martello.

Raddrizza, abbassa e riporta delicatamente il dito nella posizione normale.

L'articolazione del dito non viene affaticata e si riduce la formazione di duroni.

Adatto in caso di callosità e di pressione su e tra le dita del piede.

Confezione: 3 pezzi



A938224654



SEPARADITA G D - 5705

Forma anatomica che garantisce un sostegno più sicuro.

Morbido cuscinetto che non irrita la pelle in gel polimerico ad alta elasticità.

Disponibile in 3 taglie: small, medium, large.

Confezione: 3 pezzi



A938225087



PROTEZIONE PER ALLUCE VALGO G - 5706

Allevia il cammino in caso di alluce valgo. Il cuscinetto morbido e altamente elastico garantisce protezione e comfort straordinari. Si consiglia di indossare le calze sul cuscinetto, altrimenti questo potrebbe spostarsi. Confezione: 1 pezzo



A938224680



CEROTTO PER VESCICHE - 5613

Cerotto per vesciche con sistema agli idrocolloidi svolge un'azione attiva ed efficace sulle vesciche e le abrasioni cutanee. Ipoallergenico, traspirante, impermeabile, antibatterico. Confezione: 6 pezzi



A938225719



CUSCINETTO PER AVAMPIEDE G - 5708

Morbido cuscinetto che non irrita la pelle in gel polimerico ad alta elasticità. Gel polimerico particolarmente confortevole e morbido, con imbottitura più spessa al centro. Protegge il metatarso da attrito e pressione. Disponibile in due taglie: small e large. Confezione: 1 paio



A938225430



CUSCINETTO PER IL CALCAGNO G - 5707

Cuscinetto per il calcagno altamente elastico e particolarmente morbido, attutisce la pressione in caso di sperone calcaneare. La nuova superficie ondulata in gel agisce esattamente nei punti del piede interessati ammortizzando la pressione quando si cammina e quando si sta in piedi. Le onde di gel permettono il passaggio leggero e fluido dal materiale più duro a quello più morbido del cuscinetto per il calcagno, alleggerendo il carico sul ginocchio, sull'articolazione tibiotarsica e su quella dell'anca, nonché sulla colonna vertebrale. Disponibile in due taglie: small e medium. Confezione: 1 paio



A938225479

DUAL SANITALY®

DUAL
SANITALY®

**MATERIALE
PUNTO VENDITA**

L'attenzione allo sviluppo del mercato è da sempre una prerogativa della DUAL SANITALY. Per offrire una informazione più ampia possibile, garantendo ai prodotti diffusione e riconoscibilità ottimali, la comunicazione pubblicitaria viene dunque integrata da una grande disponibilità di materiale studiato per il punto vendita.

Ogni linea di prodotto può essere così presentata in modo specifico ed immediato.

Un supporto fondamentale per i professionisti e i rivenditori autorizzati.



OMINO DR. GIBAUD

Un "classico" della comunicazione pubblicitaria. Il marchio Dr. Gibaud diventa tridimensionale e, comunicando l'utilizzo dei prodotti, attira l'attenzione dei Vostri clienti.



**CARTELLO VETRINA
GIBAUD ORTHO**



**ESPOSITORE DA TERRA
GIBAUD ORTHO**



**INSEGNA LUMINOSA
GIBAUD ORTHO**



**TARGA
GIBAUD ORTHO**



**CARTELO VETRINA
STABIGIB® BIVALVA**



**CARTELO VETRINA
CINTURA LOMBOGIB® LADY**



**ESPOSITORE DA BANCO
CINTURE POST-OPERATORIE**



**CARTELLI VETRINA
CINTURA POST-OPERATORIA**



**ESPOSITORE DA TERRA
GIBAUD LANA**



**ESPOSITORE DA TERRA
GIBAUD COTONE**



**CARTELLI VETRINA
DI LINEA COTONE**



**CARTELLO VETRINA
DI LINEA**



**ESPOSITORE DA BANCO
COSMESI**



**ESPOSITORE DA TERRA
GEHWOL**



**ESPOSITORE DA BANCO
CREMA MANI GERLAN®**



**ESPOSITORE DA BANCO
CURATIVI**

NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

**DOCUMENTAZIONE A CARATTERE SCIENTIFICO,
NON RIVOLTA AL PUBBLICO,
RISERVATA ALLA CLASSE SANITARIA.
06/12 - COD. 5YC0020213
PRINTED BY IVREAGRAFICA**

DUAL

SANITALY®

AMMINISTRAZIONE E STABILIMENTO

VIA G. DI VITTORIO, 15 - 10024 MONCALIERI (TORINO)
TEL. 011/68.18.411 - FAX 011/68.18.445

SEDE LEGALE

VIA E. DE SONNAZ, 19 - 10121 TORINO

E-mail: dualsanitaly@dualsanitaly.com

www.dualsanitaly.com



**Questo catalogo è pensato per il massimo rispetto dell'ambiente.
Nella sua realizzazione sono stati utilizzati materiali a basso impatto ambientale:
carta ecologica e inchiostri a base di oli vegetali.**