



*Otto Bock*<sup>®</sup>

QUALITY FOR LIFE



**Catalogo Medical**



*Otto Bock*<sup>®</sup>

QUALITY FOR LIFE

**Arto superiore**


---

Art. no. 50A9

Immobilizzatore di braccio con Abd. 15°



Misura	A (cm): gomito - art. metacarpo falangea
S	29 – 34
M	35 – 37
L	38 – 41

**Indicazioni:**

- Immobilizzazione post-operatoria e post-traumatica della spalla, in seguito al trattamento chirurgico della cuffia dei rotatori, o a lussazione posteriore della spalla
- Lesioni a carico dei tessuti molli (contusioni, distorsioni), irritazioni del cingolo scapolo-omeroale (p.e. borsite cronica)
- Instabilità
- Trattamento ulteriore di lesioni muscolotendinee del bicipite.

**Effetti:**

- La cintura controlaterale e la cintura addominale assicurano l'arto all'addome stabilizzando la spalla in abduzione a 15°
- Non ostacola il movimento delle dita della mano

**Caratteristiche:**


- Il tessuto di rivestimento altamente traspirante, Velour, e la leggerezza assicurano un elevato comfort
- Grazie alle semplici chiusure a scatto e alle regolazioni a velcro è semplice da indossare e da adattare alle individuali esigenze
- Cuscino per abduzione spalla anatomico e semplice da posizionare mediante velcro
- Leggero e di minimo ingombro
- Cinturino a velcro tra pollice ed indice per il mantenimento della postura dell'arto.
- Ambidestro
- Pallina opzionale per esercizi riabilitativi del braccio (29A225)

Art. no. 5065

Omo Neurexa



Lato		Misura	Circonferenza torace (cm)
destro	sinistro	XS	79 – 86
destro	sinistro	S	87 – 94
destro	sinistro	M	95 – 102
destro	sinistro	L	103 – 110
destro	sinistro	XL	111 – 118

**Indicazioni:**

- Dolore e disfunzione della spalla (incluso sublussazione) dovuta a condizioni neurologiche come:
  - Emiplegia
  - Paralisi della muscolatura della spalla
  - Lesioni al Plesso Brachiale
  - Lesioni al sistema nervoso periferico nel rachide cervicale e nella zona della spalla

**Effetti:**

- Riposiziona l'articolazione della spalla, correggendo la sublussazione e l'intrarotazione
- Facilita la riabilitazione (specifica e generale)
- Impedisce movimenti patologici
- Stimola muscolatura specifica
- Allevia il dolore

**Caratteristiche:**

- Composta da due parti, tutore spalla e presa avambraccio, collegate da due cinturini che permettono di posizionare l'arto in leggera flessione e extrarotazione
- Due cinturini posti sul supporto spalla permettono il riposizionamento dell'articolazione
- Elevato comfort grazie al materiale di realizzazione ComforTemp

Art. no. VE151

Immobilizzatore clavicolare

**Indicazioni:**

- Lussazioni
- Fratture clavicolari

Misura	Circonferenza torace (cm)
S	65 – 80
M	80 – 95
L	95 – 110
XL	110 – 125

**Effetti:**

- Garantisce la totale immobilizzazione conferendo massimo comfort

**Caratteristiche:**

- Può essere usato a contatto con la pelle per la sua natura ipoallergenica
- Adattabile ad ogni corporatura grazie al suo sistema di chiusure a velcro

Art. no. 50A3

Fascia epicondilite Epi Forsa Plus



Misura

unica

**Indicazioni:**

- Epicondylitis humeri radialis (gomito del tennista)
- Epicondylitis humeri ulnaris (braccio del golfista)

**Effetti:**

- Compressione mirata e dosata della muscolatura dell'avambraccio
- Riduce il carico sulle inserzioni tendinee

**Caratteristiche:**


- Ideale distribuzione della pressione grazie al nucleo imbottito stabile e morbido
- L'imbottitura fornisce una compressione precisa e mirata
- Ambidestra
- Fascia flessibile per una dinamica e continua regolazione della pressione

Art. no. 50A4

Ortesi di pollice Rhizo Forsa



Lato		Misura	Circonferenza polso (cm)
destro	sinistro	S	13 – 16,5
destro	sinistro	M	16,5 – 20,5

**Indicazioni:**

- Lesioni ai legamenti collaterali dell'articolazione metacarpo-falangea (ad es. pollice dello sciatore)
- Traumi distorsivi
- Stati infiammatori e affaticamento nella zona carpo-metacarpale dell'articolazione del pollice (ad es. rizoartrosi)

**Effetti:**

- Stabilizza la prima articolazione metacarpo-falangea e l'articolazione carpo-metacarpale del pollice

**Caratteristiche:**


- Elevata stabilità con nucleo interno imbottito che permette di adattare la forma
- Costruzione sottile e leggera
- In materiale morbido e non irritante per la pelle
- Chiusure in velcro semplici da usare
- Chiusura semplicemente riposizionabile da parte di un tecnico ortopedico durante l'adattamento (opzionale)

Art. no. 28P44

Ortesi di polso



Lato		Misura	Misure (cm)		
destra	sinistra		A	B	C
destra	sinistra	XS	5 - 6	10 - 13	13 - 15
destra	sinistra	S	6 - 8	13 - 15	19 - 23
destra	sinistra	M	8 - 9	15 - 18	23 - 26
destra	sinistra	L	9 - 10	18 - 21	26 - 31
destra	sinistra	XL	10 - 12	21 - 23	31 - 36



**Indicazioni:**

- Stati infiammatori post-traumatici o post-operatori nell'area del polso
- Emiplegia
- Fratture

**Effetti:**

- Favorisce il supporto funzionale e l'immobilizzazione di polso, pollice e dita

**Caratteristiche:**

- Leggera
- In materiale termoplastico dalla forma adattabile
- Semplice da usare




Art. no. VE116

Fascia toracica



Misura	Circonferenza torace (cm)
S	70 – 90
M	90 – 110
L	110 – 130

**Indicazioni:**

- Fratture alle costole, contusioni al torace, lesioni muscolari toraciche

**Effetti:**

- Compressione, contenimento

**Caratteristiche:**

- Le due sezioni elasticizzate facilitano l'adattamento ad ogni forma anatomica
- Ogni sezione elastica può estendersi autonomamente
- Struttura e composizione del materiale favoriscono la traspirazione
- Chiusura a velcro, altezza cm 16

Art. no. 9030

Dosi Universale

**Indicazioni:**

- Dolori alla schiena acuti e cronici
- A scopo preventivo

**Effetti:**

- Fornisce un leggero supporto alla schiena grazie a stecche flessibili ed incrementa la propriocezione della schiena
- Alleggerisce la muscolatura dorsale e quindi riduce i dolori

**Caratteristiche:**

- Misura unica
- Semplice da applicare
- In materiale Tactel, non irritante per la pelle
- Stabilizzante grazie a stecche flessibili in plastica

Misura


unica

Art. no. 1069

Dosi EQ X



Misura	Circonferenza vita (cm)
XS	56 – 64
S	64 – 72
M	72 – 80
L	80 – 90
XL	90 – 100
XXL	100 – 110



Indicare il colore al momento dell'ordine.

**Indicazioni:**

- Dolori alla schiena, con o senza dolori irradianti

Colori:



beige



grigio

**Effetti:**

- Supporto stabilizzante e alleviante

**Caratteristiche:**

- Modello dritto con fasce incrociate regolabili, per un adattamento individuale
- In materiale Tactel, non irritante per la pelle
- Stabilizzante grazie a stecche in plastica e molle a spirale




Art. no. 1070

Dosi EQ X Alto



Misura	Circonferenza vita (cm)
S	64 – 72
M	72 – 80
L	80 – 90
XL	90 – 100
XXL	100 – 110



Indicare il colore al momento dell'ordine.

Colori:



beige



grigio

**Indicazioni:**

- Dolori nella zona dorsale inferiore e toracica
- Dolori irradianti

**Effetti:**


- Supporto stabilizzante e alleviante

**Caratteristiche:**


- Supporto dorsale alto
- Modello diritto con fasce incrociate regolabili, per un adattamento individuale
- In materiale Tactel, non irritante per la pelle
- Stabilizzante grazie a stecche in plastica e molle a spirale

Art. no. 1068

Dosi EQ Reggispalle



Misura	Circonferenza vita (cm)
XS	56 – 64
S	64 – 72
M	72 – 80
L	80 – 90
XL	90 – 100

**Indicazioni:**

- Debolezza della muscolatura toracica
- Deficit posturali

**Effetti:**

- Aumenta la propriocezione per una corretta postura
- Eccellente nel favorire l'allenamento ad una corretta postura
- Da usare regolarmente durante il giorno, accompagnando eventualmente un programma di esercizi
- Utilizzabile in combinazione con tutti gli altri supporti Otto Bock

**Caratteristiche:**


- Supporto per postura a pezzo unico con sezione dorsale e fasce annesse
- In materiale Tactel, non irritante per la pelle
- La sezione dorsale è stabilizzata da molle a spirale

Art. no. 50R20

Dorso Osteo Care



Misura	Lunghezza tronco (cm)
S	39 – 41,5
M	42 – 44,5

**Indicazioni:**

- Mutamenti osteoporotici della colonna vertebrale toracica e della colonna vertebrale lombare
- Trattamento ulteriore di fratture osteoporotiche al corpo vertebrale
- L'ortesi Dorso Osteo Care può essere impiegata in quegli stadi dell'osteoporosi in cui è possibile utilizzare e potenziare l'attività muscolare

**Effetti:**

- L'erezione del busto avviene riportando indietro la cintura per le spalle e l'addome
- Tale effetto è reso possibile dalle cinture regolabili e dalla piastra dorsale adattabile
- La respirazione pettorale e quella addominale non vengono limitate
- La muscolatura dorsale viene attivata

**Caratteristiche:**


- Si indossa similmente ad uno zainetto
- SpaceTex® semielastico nella zona dorsale, ascellare e addominale per un elevato comfort
- Leggera
- Tutti i componenti tessili possono essere rimossi dall'ortesi e lavati
- Non appariscente, può essere agevolmente indossata sotto i vestiti

Art. no. 28R140

Dorso Arexa



Misura	Circonferenza vita (cm)
unica	fino a 150

**Indicazioni:**

- Stabilizzazione di fratture vertebrali del rachide nella parte inferiore del tratto toracico e nella parte superiore del tratto lombare (anche dovuto ad osteoporosi) senza complicazione neurologica (T10 - L2).

**Effetti:**

- Stabilizza e supporta la colonna vertebrale sul piano sagittale
- Basato sul principio dei tre punti con pelotta lombare, sternale e pubica, l'ortesi induce alla lordosi, in modo da scaricare il corpo delle vertebre

**Caratteristiche:**

- Design moderno
- Leggero ed igienico, resistente all'acqua
- Modulare, adattabile individualmente in modo semplice ed immediato
- Misura unica, regolabile con estrema semplicità
- Altezza regolabile
- Pelotta sternale e pelvica autoadattanti, per un maggior comfort
- Chiusura regolabile



Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

## Arto inferiore






Art. no. 8386

Genu Therma Chondro



Misura	15 cm. sotto il centro della rotula (cm)
XXS	29 – 32
XS	32 – 35
S	35 – 38
M	38 – 41
L	41 – 44
XL	44 – 48
XXL	48 – 51

**Indicazioni:**

- Morbo di Schlatler
- Ginocchio del saltatore
- Dolore anteriore al ginocchio

**Effetti:**

- Scarica il tendine patellare

**Caratteristiche:**


- Ginocchiera con sostegno
- Non soggetta a spostamenti grazie alla chiusura in velcro superiore
- Eccellente per sport ed esercizi fisici, in caso di dolori dietro o sotto la rotula
- Cinturino in velcro per ottimizzare la compressione sottorotulea
- Materiale termico SRB, elastico e flessibile

Art. no. 7159

Genu Stabile



Misura	Circonferenza centro patella (cm)
XS	28 – 30
S	30 – 33
M	33 – 36
L	36 – 39
XL	39 – 42
XXL	42 – 45

**Indicazioni:**

- Lesioni ai legamenti collaterali
- Dolori all'articolazione di ginocchio

**Effetti:**

- Stabilizza lateralmente e medialmente il ginocchio

**Caratteristiche:**


- In neoprene termico
- Ginocchiera con aste policentriche a doppia articolazione, rivestite
- Chiusura in velcro su coscia e polpaccio
- Materiale morbido nell'area del poplite
- Il foro rotuleo riduce la pressione sul ginocchio e previene eventuali spostamenti

Art. no. 8165

Genu Neurexa



Misura	15 cm. sotto centro rotula (cm)	15 cm. sopra centro rotula (cm)
XS	32 – 35	38 – 42
S	35 – 38	42 – 46
M	38 – 41	46 – 50
L	41 – 44	50 – 54
XL	44 – 48	54 – 58

**Indicazioni:**

- Paresi della muscolatura della gamba con risultante iperestensione di ginocchio, per esempio in seguito a ictus, ernia del disco lombare, danni al sistema nervoso periferico, ecc.

**Effetti:**

- Stabilizzazione meccanica dell'articolazione
- Prevenzione dell'iperestensione durante il mantenimento della posizione eretta e durante la deambulazione
- Nessuna limitazione dei movimenti fisiologici

**Caratteristiche:**


- Aste policentriche bilaterali in alluminio
- Cinturini non elastici a crociera nel cavo popliteo
- Supporta e facilita il cammino
- Versione aperta, facile da indossare
- Il materiale PCM (Phase Change Material), con proprietà di regolazione termica, permette l'utilizzo dell'ortesi per lungo tempo
- Elevato comfort

Art. no. 8356

Genu Direxa



Misura	15 cm. sotto centro rotula (cm)	15 cm. sopra centro rotula (cm)
XXS	29 – 32	36 – 40
XS	32 – 35	40 – 44
S	35 – 38	44 – 48
M	38 – 41	48 – 52
L	41 – 44	52 – 56
XL	44 – 48	56 – 61
XXL	48 – 51	61 – 67



**Indicazioni**

- Sindrome dolorosa Patello-femorale
- Osteoartriti con lassità/instabilità legamentosa degenerativa leggera o moderata
- Lassità/instabilità post-traumatica e post-operatoria
- Artrite reumatoide

**Effetti**

- Stabilizza e scarica il ginocchio
- Migliora il controllo sensorimotorio

**Caratteristiche**


- Design anatomico con soffice materiale di rivestimento per fornire ottimo comfort e vestibilità
- Articolazioni policentriche rivestite, dal design leggero e sottile
- Le articolazioni possono essere facilmente rimosse dalle tasche laterali e mediali
- Materiale di ultima generazione High Tech, garantisce un'ottima compressione nel massimo comfort
- Materiale innovativo a doppia trama per un effetto antiscivolo
- Due cinture con velcro elastiche

Art. no. 8357

Genu Direxa Stable



Misura	15 cm. sotto centro rotula (cm)	15 cm. sopra centro rotula (cm)
XXS	29 – 32	36 – 40
XS	32 – 35	40 – 44
S	35 – 38	44 – 48
M	38 – 41	48 – 52
L	41 – 44	52 – 56
XL	44 – 48	56 – 61
XXL	48 – 51	61 – 67



#### Indicazioni

- Sindrome dolorosa Patello-femorale
- Osteoartriti con lassità/instabilità legamentosa degenerativa leggera o moderata
- Lassità/instabilità post-traumatica e post-operatoria
- Artrite reumatoide

#### Effetti

- Stabilizza e scarica il ginocchio
- Evita l'iperestensione e limita la flessione-estensione dell'articolazione del ginocchio
- Migliora il controllo sensomotorio

#### Caratteristiche

- Design anatomico con soffice materiale di rivestimento per fornire ottimo comfort e vestibilità
- Articolazioni policentriche rivestite, dal design leggero e sottile
- Blocchi di flessione ed estensione „clicca e vai“ per variare l'ampiezza del movimento senza alcuno strumento
- Le articolazioni possono essere facilmente rimosse dalle tasche laterali e mediali
- Materiale di ultima generazione High Tech, garantisce un'ottima compressione nel massimo comfort
- Materiale innovativo a doppia tramatura per un effetto antiscivolo
- Doppie cinture particolarmente stabili
- Possibilità di regolazione della cintura sul retro della ginocchiera per una applicazione stabile e sicura
- Cinturini opzionali antirecurvato

Art. no. 8066

## Ginocchiera post-operatoria telescopica



Misura	Misure (cm)	
	Lunghezza	Circonferenza
unica	51 – 62,5 circa	Polpaccio: max. 43 Coscia: max. 62

**Indicazioni:**

- Immobilizzazione o limitazione post-operatoria e post-traumatica dell'articolazione di ginocchio

**Effetti:**

- Stabilizzazione del ginocchio
- Mobilizzazione controllata

**Caratteristiche:**

- Stecche telescopiche
- Misura unica
- Adattabile individualmente
- Possibilità di regolazione degli angoli di flessione ed estensione in passi di 10°, per permettere una mobilizzazione graduale del paziente
- Flessione 0° - 120°, estensione 0° - 90°
- Elevato comfort, cotone all'interno
- Leggera
- Igienica grazie alle pelotte lavabili singolarmente
- Imbottitura coprente coscia-polpaccio disponibile come accessorio

Art. no. 28K20/28K21

Genu Arthro




**Modulo coscia (28K20)**

Lato		Misura	Altezza perineo cavo popliteo (A)
destro	sinistro	XS	265 – 290
destro	sinistro	S	290 – 305
destro	sinistro	M	305 – 330
destro	sinistro	L	330 – 360
destro	sinistro	XL	360 – 380

**Modulo gamba incl. componente piede (28K21)**

Lato		Misura	Cavo popliteo 5 cm sopra il malleolo laterale (B)
destro	sinistro	XS	270 – 305
destro	sinistro	S	305 – 340
destro	sinistro	M	330 – 365
destro	sinistro	L	360 – 395
destro	sinistro	XL	395 – 430



**Indicazioni:**

- Osteoartrite mediale del ginocchio
- Osteoartrite laterale del ginocchio

**Effetti:**

- Scarico del ginocchio interessato tramite il classico sistema a 3 punti che produce un momento varo o valgo

**Caratteristiche:**

- Costruzione modulare per la selezione individuale della misura
- Il plantare lungo assicura il posizionamento desiderato
- Semplice adattabilità anatomica del telaio tubolare
- Leva lunga per una distribuzione del carico ideale
- Articolazione unilaterale
- Nessun elemento rigido nell'area posteriore della coscia
- Pelotte di pressione con 3 diversi livelli di forza
- Pelotte del telaio in SpaceTex® traspirante
- Pelotte della cintura separabili facilmente
- Leggera

Art. no. 509

Fascia per alluce valgo

**Indicazioni:**

- Alluce valgo

Lato		Misura
destro	sinistro	unica

**Effetti:**

- Guida l'alluce alla sua posizione corretta, normalizzando la funzionalità muscolare
- Allevia il dolore

**Caratteristiche:**

- Buon adattamento
- Previene e rallenta lo sviluppo della malattia
- L'imbottitura PCM fornisce un eccellente comfort




Art. no. 50S1

Dyna Ankle



Lato		Misura scarpa
destro	sinistro	35 – 37
destro	sinistro	37 – 39
destro	sinistro	39 – 41
destro	sinistro	41 – 44

**Indicazioni:**

- Trattamento conservativo di lesioni al legamento talofibulare anteriore nella caviglia
- Protezione post-operatoria in seguito a sutura e ricostruzione dei legamenti
- Ausilio di stabilizzazione permanente per instabilità cronica dell'articolazione di caviglia superiore ed inferiore, in presenza di controindicazioni per un intervento chirurgico

**Effetti:**

- Permette di mantenere il piede in posizione di leggera pronazione e di dorsiflessione
- Una cinghia dinamica limita costantemente la flessione plantare e la supinazione
- Limita la rotazione

**Caratteristiche:**

- Valva per stabilità dorsomediale con posizione di pronazione integrata
- Da applicare immediatamente dopo la lesione, lasciando libera l'articolazione esterna della caviglia
- Eventuale applicazione di ghiaccio con ortesi indossata
- Indossabile con scarpa
- Va indossata di notte, per motivi di sicurezza
- Idrorepellente
- Facile da pulire

Art. no. 28U9

Ortesi dinamica gamba-piede

**Indicazioni:**

- Paralisi al peroneo
- Dorsiflessione debole

Lato		Misura scarpa	Altezza totale (mm)
destro	sinistro	35 – 37	290
destro	sinistro	37 – 39	315
destro	sinistro	39 – 41	345
destro	sinistro	41 – 44	390
destro	sinistro	44 – 47	415

**Effetti:**

- Favorisce una limitazione passiva della flessione plantare
- Riposiziona dinamicamente il piede

**Caratteristiche:**

- Si distingue per la natura sottile e per superfici di adesione altamente qualitative
- Il plantare lungo assicura l'esatto posizionamento del piede
- Leggera
- Igienica
- Imbottitura supplementare per polpaccio e perone
- Disponibile anche in versione preassemblata con cinturino annesso (28U9N)

Art. no. 28U11

Walk On

**Indicazioni:**

- Paralisi al peroneo
- Dorsiflessione debole

Lato		Misura scarpa	Altezza totale (mm)
destro	sinistro	36 – 39	350
destro	sinistro	39 – 42	360
destro	sinistro	42 – 45	370
destro	sinistro	45 – 48	390

**Effetti:**

- Limitazione passiva della flessione plantare
- Accompagnamento dinamico del piede
- Elevato ritorno energetico grazie alla struttura in carbonio

**Caratteristiche:**

- Ortesi di gamba-piede realizzata in carbonio
- Imbottitura per il polpaccio separabile

Art. no. 50S10-1/50S11-1

Malleo Immobil Walker Standard/vers. bassa



Misura	Misura scarpa
S	31 – 35
M	36 – 42
L	43 – 45
XL	46 – 50

**Indicazioni 50S10-1:**

- In seguito a lesioni a legamenti, parti molli e tendini
- Tratt. conservativo di lesioni di metatarso, avampiede e tarso
- Tratt. Post-op. e conservativo di fratture distali al perone e di fratture stabili di avampiede, metatarso e malleolo.

**Indicazioni 50S11-1:**

- Tratt. Post-op. e conservativo di fratture stabili di avampiede, metatarso e/o malleolo
- Esostosectomia per l'alluce valgo, lesioni parti molli del piede

**Effetti:**

- Elevata stabilizzazione del piede e dell'articolazione tibio tarsica
- La struttura a stivaleto agevola la deambulazione

**Caratteristiche:**

- Valva rigida esterna per garantire la massima stabilizzazione
- Tessuto Velour a contatto con la pelle per fornire il massimo del comfort
- Facilmente indossabile, chiusure a velcro
- Imbottiture interne aggiuntive per una maggiore stabilizzazione dell'articolazione
- Disponibile in versione alta (50S10-1) e bassa (50S11-1)

Art. no. 93220

Tallonetta per sperone con inserto

**Indicazioni:**

- Fasciti plantari
- Sperone calcaneare

**Effetti:**

- Riducono e alleviano la pressione nelle aree interessate da fasciti plantari e nello sperone del tallone


**Caratteristiche:**

- L'inserto separabile può essere rimosso per favorire uno scarico unilaterale
- Indossabili indifferentemente a destra o sinistra
- Realizzate in Technogel®

Misura	Misura scarpa
S	35 – 39
M	40 – 43
L	44 – 48

Art. no. 93006

Tallonetta Technogel® con SoftSpot

**Indicazioni:**

- Sperone calcaneare
- Infiammazioni del tendine d'Achille
- Differenza nella lunghezza gamba fino a 1 cm

Misura	Misura scarpa
S	33 – 36
M	37 – 40
L	41 – 44
XL	45 – 48

**Effetti:**

- Costante alleviamento della pressione sul tallone
- Alto livello di assorbimento della pressione

**Caratteristiche:**

- 2 diversi SoftSpot (giallo = morbido, blu = extra morbido)
- SpaceTex® traspirante sulla superficie superiore
- Comoda in ogni tipo di scarpa
- Dissolve il calore
- Senza rivestimenti plastificati
- Facilmente posizionabile nella scarpa in quanto autoadesiva

*Otto Bock*<sup>®</sup>

**QUALITY FOR LIFE**

**Otto Bock Italia S.r.l. u.s.**

Via Filippo Turati, 5/7 • 40054 Budrio (BO) • Tel. +39 051 692 47 11 • Fax +39 051 692 47 33

E-mail: [medical.italia@ottobock.com](mailto:medical.italia@ottobock.com)

[www.ottobock.it](http://www.ottobock.it)